




MOPEDIA®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BARRAS DE APOIO COM
VENTOSAS

ÍNDICE

1. CÓDIGOS	PAG.3
2. INTRODUÇÃO	PAG.3
3. USO PRETENDIDO	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE	PAG.3
5. AVISOS GERAIS	PAG.4
6. SÍMBOLOS	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL	PAG.4
8. ANTES DE CADA USO	PAG.5
9. AVISOS DE USO	PAG.5
10. MONTAGEM	PAG.5
10.1 Montagem para de a curta distância	pag. 5
10.2 Posicionamento da barra	pag. 5
10.3 Remoção	pag. 5
10.4 Indicador de succção patenteado	pag. 5
11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PAG.6
11.1 Material	pag. 6
11.2 Dimensões	pag. 6
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO	PAG.7
12.1 Limpeza	pag. 7
12.2 Desinfecção	pag. 7
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO	PAG.7
14. PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS	PAG.7
15. GARANTIA	PAG.7
15.1 Reparação	pag. 8
15.2 Peças sobressalentes	pag. 8
15.3 Clausulas exoneradas	pag. 8

 Dispositivo Médico classe I

REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

1. CÓDIGOS

Barra de aspiração RS975-36 - 36 cm

Barra de aspiração RS975-50 - 50 cm

2. Introdução

Obrigado por ter comprado uma sucção mopedia da Moretti S.p.A. O manual deste utilizador fornece algumas sugestões sobre como utilizar corretamente o produto que escolheu e dá alguns conselhos valiosos para a sua segurança. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto. Se tiver alguma dúvida, contacte o seu retalhista para obter aconselhamento e assistência. Em caso de dúvidas, recomendamos que contacte o revendedor que o possa ajudar e aconselhar adequadamente.

Nota: Verifique se alguma peça tem danos de transporte e teste antes de usar. Em caso de danos, não utilize o aparelho. Contacte o seu revendedor para obter mais instruções.

3. UTILIZAÇÃO PREVISTA

A Barra de apoio da Moretti destina-se a ajudar pessoas com dificuldades de movimento.

CUIDADO, CUIDADO!



- Não utilizar o produto para um propósito não indicado neste Manual
- A Moretti S.p.A. declina todas as responsabilidades por quaisquer consequências resultantes de uma utilização incorreta deste produto e de alteração não autorizada ao quadro de fazer produto
- O fabricante reserva-se no direito para alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A. e pertencente ao grupo de PEGAS DE BANHO DE SEGURANÇA cumpre com o provisions do regulamento 2017/745 em DISPOSITIVOS MÉDICOS de 5 de abril de 2017.

Para este efeito, Moretti S.p.A. garante e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:



1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em caixa não estéril.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos a partir da última produção de lotes.

Nota: Os códigos completos do produto, o código de retenção do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

5. AVISOS GERAIS


- NÃO utilize este produto ou qualquer equipamento opcional disponível sem que o irst leia e compreenda completamente este manual de instruções.
- Mantenha o produto embalado longe de fontes de calor
- A barra de aspiração da ventosa não foi concebida para segurar ou suportar todo o seu peso corporal.
- Esta barra de apreensão foi concebida para ajudar o seu movimento natural, como quando entra ou sai de um duche.
- Não se prenda a superfícies em movimento.
- Peso máximo do utilizador : 55 kg (120 lbs) barra de captura curta
- SERVIÇO LIFE - o limite de utilização do produto é definido pelo desgaste das peças
- NÃO permita que as crianças brinquem ou operem a cadeira de banho
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do Estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

6. SÍMBOLOS

-  Código do produto
-  Identificação de dispositivo único
-  Marca CE
-  Fabricante
-  Lote
-  Leia o manual de instruções
-  Dispositivo Médico
-  Condições de eliminação

7. DESCRIÇÃO GERAL

A barra de apoio foi concebida para ser utilizada apenas em superfícies lisas e não porosas; azulejo, vidro, porcelana ou fibra de vidro. Não para utilização em placas de parede, madeira, superfícies pintadas ou em papel. Utilizável em todos os ambientes onde não é permitido perfurar as paredes ou fora de casa.



8. ANTES DE CADA UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o acessório e o estado da ventosa graças ao indicador na pega
- Verifique se a moldura está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas
- Verifique a montagem correta do dispositivo

9. Avisos para utilização

- Não pode sentar-se no bar de apreensão;
- Se a barra de apreensão for utilizada em condições desfavoráveis (por exemplo. Sugadores danificados ou desgastados), a exploração pode desaparecer repentinamente;
- Debaixo de água, a manutenção da barra de apreensão diminui;
- A exploração das ventosas diminui na presença de altas temperaturas e altitudes elevadas;
- Mantenha os otários longe da luz direta do sol, perca a elasticidade. Não deve fixar as pegas às janelas do tipo iluminado pela superfície exterior;
- Se a pega permanecer presa no mesmo local durante um período prolongado de tempo, até à remoção, a superfície subjacente pode permanecer manchada.

10. MONTAGEM

10.1 Montagem para barra de captura curta

A barra de apreensão curta já está montada.

10.2 Agarre o posicionamento da barra

1. Limpe bem e a superfície com limpeza de álcool e deixe secar e verifique o estado das ventosas. Não utilize se estiver danificado, rachado ou partido.
2. Levante ambas as alavancas; coloque a barra de apreensão de modo a que ambas as ventosas se deitem firme e completamente sobre uma superfície lisa.
3. Segure uma extremidade e pressione uma alavanca com a palma da mão, deve sentir resistência à medida que a ventosa aperta.
4. Verifique se a pega aderiu bem à superfície, caso contrário, reposicione-se.



10.3 Remoção

1. Levante cada uma das duas alavancas.
2. Se a sucção permanecer, levante suavemente uma borda com um dedo.
3. Não utilize um instrumento afiado que possa danificar a ventosa.
4. Sempre para manter as alavancas a girar até à próxima utilização.

10.4 Indicador de aspiração patenteado

O selo indicador (sistema patenteado), consiste num alerta da aderência real da ventosa ao suporte, garantindo assim a máxima aderência e segurança durante a utilização.



"VERDE", o encaixe correto

Caso contrário, transformar-se-á na indicação de "Vermelho" para verificar a superfície de montagem e voltar a prender

Nota: Não coloque sobre juntas ou linhas de argamassa.



11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cada barra de pressão é feita de ABS com ventosas feitas de PVC, são barras móveis de agarrar e comparadas com as tradicionais fixas, têm várias vantagens:

- Montagem sem furos;
- Posicionamento horizontal, vertical e angular
- Podem ser movidos a qualquer momento e podem acompanhar a evolução da doença.
- Montagem e desmontagem rápidas e fáceis
- Disponível em diferentes tamanhos:
Barra de aspiração RS975-36 - 36 cm
RS975-50 barra de aspiração - 50 cm

11.1 **Cabo** de material ABS
Sucção PVC
Primavera e rebite de aço

11.2 Dimensão

<p>DIMENSÃO RS975-36</p>	
<p> PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR</p>	<p>55 KG (120 LBS) (LATERAL & VERTICAL) - 40 KG (90 LBS) (EM angulo)</p>

DIMENSÃO RS975-50	
 PESO MAX DO UTILIZADOR	55 KG (120 LBS) (LATERAL & VERTI-CAL) - 40 KG (90 LBS) (EMARANHADO)

12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

12.1 Limpeza

Use um pano húmido e sabão suave. Em seguida, seque bem antes de utilizar.

12.2 Desinfecção

Se for necessário desinfetar o aparelho, utilize um limpador de desinfetante comum.

Nota: Nunca utilize ácidos, alcalinos ou solventes, como acetona.

13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos que se elimine.

A cadeira de banho nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem.

14. PEÇAS SOBRESSALENTES E ACESSÓRIOS

Para peças sobressalentes consulte apenas o catálogo principal MORETTI.

15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções de utilização não forem rigorosamente cumpridas. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual.

A Moretti não se responsabiliza por danos pessoais ou causados por ou em relação a uma instalação errada ou a uma utilização indevida. A Moretti não garante os produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: disaster natural, não autorizada manutenção ou reparação, danos devidos a problemas de alimentação (quando fornecidos) utilização de peças sobressalentes não fornecidas pela Moretti, utilização indevida, alteração não autorizada, danos no transporte (com além da expedição original da Moretti), ou em caso de manutenção insuficiente, conforme indicado no manual.

A garantia não cobre componentes sujeitos a desgaste durante a correta utilização do aparelho.

151 **Reparação**

No caso de um produto Moretti estar defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão de obra para a reparação pode ser cobrado à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de ter recebido autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

152 **Peças sobressalentes**

Para peças sobressalentes consulte apenas o catálogo principal MORETTI.

153 **Clausulas de exoneração**

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de mercadoinsidade, adequação para um determinado fim, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequentes relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Português

Produto _____

Comprado em (data) _____

Retalhista _____

Endereço _____

Cidade/cidade _____

Vendido a _____

Endereço _____ Cidade/cidade _____



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.e-mail.com/morettispa:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.

MORETTI S. P.A.
Via Bruxelles, 3 -
Meleto 52022
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96
21 11
Um fax. +39 055
96 21 200

www.
morettispa.com
info@morettispa.c
om