










ANDARILHO DOBRÁVEL
Manual de instruções
DISPOSITIVO MÉDICO

REF. 826068 - 826076



SÍMBOLO QUE APARECE NO RÓTULO OU NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Endereço do fabricante		Convite à consulta do manual do utilizador
	Data de produção		Siga as instruções de segurança
	Número do lote		Conformidade CE
	Referência do produto		Não tolera humidade
	Peso máximo do utilizador		Dispositivo médico

MANUAL DE INSTRUÇÕES PT

IMPORTANTE

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto e guarde-as, se necessário.

Utilizador: Se não conseguir ler ou compreender quaisquer avisos, precauções ou instruções, contacte o seu profissional de saúde ou distribuidor antes de utilizar este produto ou podem resultar riscos e danos.

Consulte o seu médico ou profissional de saúde antes de utilizar qualquer dispositivo de assistência. Ele / ela irá aconselhá-lo e informá-lo sobre o uso mais adequado no seu caso.

Distribuidor: este manual de instruções deve ser fornecido aos utilizadores deste produto.

DESTINO DO PRODUTO

A estrutura de caminhada dobrável é um auxiliar de marcha para pessoas com mobilidade reduzida. Este rolator é projetado para uso interno e dobra para facilitar o armazenamento ou transporte. Pode ser usado ao ar livre em superfícies planas.


PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA



O não cumprimento das precauções de segurança pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Não exceder o limite máximo de peso de 120 Kg.
- Certifique-se de que todas as peças estão seguras e em boas condições de funcionamento.
- Não use o andarilho em escadas ou escadas rolantes.
- Utilize apenas acessórios e peças fornecidos pelo fabricante.
- A estrutura de caminhada é um auxiliar de caminhada. Não é uma cadeira de rodas. Não foi concebido para transportar uma pessoa sentada sobre ele. Tal uso pode causar danos aos pés/rodas e à estrutura da própria estrutura de caminhada
- Não use o andarilho para andar para trás.
- Não faça quaisquer ajustes no andarilho enquanto estiver a ser utilizado.
- Todas as pontas devem estar sempre em contacto com o solo.
- Certifique-se de colocar as mãos em cada alça para que o andarilho possa estar na posição de força paralela.
- Tenha cuidado ao subir em pavimentos ou andar em superfícies inclinadas, irregulares ou escorregadias. Se não o fizer, poderá haver um risco significativo de queda ou ferimentos.
- Não use o andarilho em uma encosta molhada, gelada ou nevada.
- Se alguma peça estiver danificada, partida ou gasta, contacte o concessionário.

UTILIZAÇÃO



1. Tubo de apoio para os pés
2. Mola reguladora
3. Pega (espuma)
4. Ponteira
5. Parafuso
6. Botão Mudar
7. Pega

826076: O produto está equipado com 2 rodas dianteiras

Retire cuidadosamente todos os componentes da embalagem exterior. Antes de usar, verifique se há defeitos no produto. Um profissional de saúde avaliou que o produto fornece o apoio necessário e que as suas definições são adequadas para o utilizador.

DESDOBRAMENTO :

1. Gire as molduras laterais para a até que um clique distinto seja ouvido.
2. Antes de usar, teste o andarilho agarrando as armações laterais e, com alguma força, tente dobrá-las para dentro. O andarilho permanecerá bloqueado na posição ABERTA se estiver engatado corretamente.

DOBRAGEM :

3. Puxe a alavanca para cima e gire a estrutura lateral correspondente para dentro em direção à cinta transversal dianteira.
4. Repita o mesmo procedimento para a estrutura lateral restante.

AJUSTE DE ALTURA :

5. Pressione o botão e deslize a perna para cima e para baixo.
6. Aperte o botão no orifício que proporciona a altura correta.
7. Repita para cada perna, certificando-se de que o andarilho está nivelado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO



A falta de cuidados e monitorização do seu produto pode resultar no risco de ferimentos graves.

- Limpe o andarilho regularmente com água morna e um pano macio. Não utilize produtos abrasivos, detergentes ou solventes.
- Seque com um pano macio limpo e seco.
- Certifique-se de que não há acumulação de sujidade ou detritos sob as pontas.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham fenol ou cloro, pois estes podem danificar materiais de alumínio e poliamida.
- Verifique periodicamente o desgaste e a resistência de todos os parafusos e parafusos. Substitua todas as peças quebradas, danificadas ou desgastadas imediatamente.
- Se houver uma avaria, não repare o roldador sozinho. Consulte um revendedor autorizado.

MUDANÇA DE PROPRIEDADE

O produto pode ser reutilizado. Em primeiro lugar, deve ser limpo e desinfetado de acordo com as instruções de higiene. Ao transferir o seu produto, lembre-se de entregar todos os documentos técnicos necessários ao novo utilizador. De antemão, o produto deve ser inspecionado por um especialista autorizado.

RECICLAGEM

Quando o produto se tornar inutilizável e tiver de o deitar for a: contacte o seu revendedor especializado. Se desejar realizar a reciclagem por conta própria, peça orientações sobre a eliminação à sua empresa local de gestão de resíduos.

ARMAZENAGEM



A não observância das condições de conservação pode conduzir à deterioração do produto e, por conseguinte, ao risco de lesões graves.

- Não guarde o seu produto durante um longo período de tempo perto de uma fonte de calor ou ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou perto de um radiador) ou perto de uma fonte fria.
- Manter afastado de todas as chamas e fontes de faíscas.
- Respeite as condições de armazenamento do seu produto.
- Em lugar seco e temperado
- Proteja o seu produto de poeira, corrosão (por exemplo, elementos abrasivos, areia, água do mar, ar salgado).
- Guarde todas as peças removidas juntas no mesmo local (ou localize-as, se necessário) para evitar misturá-las com outros produtos durante a remontagem.
- Todos os componentes devem ser armazenados sem qualquer carga (não coloque quaisquer objetos que sejam muito pesados sobre os elementos do produto, não emperre nada...).
- Lista de verificação :
- Para manter o produto em boas condições, verifique antes de cada uso e verifique regularmente o seguinte:

Verifique o produto	A qualquer momento	Semanalmente	Mensal	Anual
Verifique o estado dos pinos de ajuste	X			
Verifique o estado dos pés e pegas		X		
Verifique as rodas	X			

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

A expectativa de vida deste produto é de 5 anos em condições normais de uso, segurança e manutenção para um usuário. Para além deste período, o produto pode ser utilizado desde que ainda esteja em boas condições.

Se o dispositivo for utilizado num ambiente multiutilizador (como um lar de idosos ou um hospital), a vida útil pode ser reduzida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

826076 :

Dimensões globais	Largura 60 x Profundidade 49,5 x Altura 77 / 96,5 cm
Ajuste da pega	De 76 cm a 94 cm
Largura entre pegas	43 centímetros
Peso	3,4 kg
Peso máximo suportado	120 kg

826068 :

Dimensões globais	Largura 60 x Profundidade 47 x Altura 77 / 96,5 cm
Ajuste da pega	De 76 cm a 93 cm
Largura entre pegas	43 centímetros
Peso	2,55 kg
Peso máximo suportado	120 kg

GARANTIA

Este produto tem garantia de dois anos a partir da data de compra pelo utilizador. A IDENTITIES fornecerá peças de reposição para qualquer peça que tenha quebrado devido a deficiências de fabricação, projeto ou fabricação. Entre em contato com o distribuidor de quem você comprou o produto para o caso de precisar fazer uma reclamação. Falhas resultantes de danos acidentais, uso indevido, alteração ou desgaste não são cobertas por esta garantia. Entre em contato com o revendedor de quem você comprou o produto para aplicar a garantia.



Identités – ZA Polo 49
Bd de la Chanterie
49124 São Bartolomeu d'Anjou



Poids máxima autorisé
Peso máximo autorizado
Peso máximo permitido
120 quilogramas

