


REVITIVE®

OXYWAVE®
TECHNOLOGIE

Medic Pharma [PT]



Manual do Utilizador



Sem drogas
Clinicamente Comprovado
Dispositivo Médico Certificado



Por favor, leia atentamente o manual do utilizador antes de utilizar este produto.

UTILIZAR APENAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES. Sim os sintomas persistem, consulte o seu médico


Número do modelo: 2837AB

Para obter
O melhor
Resultados



30 a 60 min

mais de 60 dias



Vídeos de instruções

Para ver vídeos sobre como configurar e usar seu sistema Revitive, visite: support.revitive.com



2 anos de garantia

Para ativar a sua garantia gratuita de 2 anos, registre o seu dispositivo em: support.revitive.com


Índice

O que vem na caixa? _____	4
Peças & Controles _____	5-6
Introdução ao Revitive _____	7-8
Perfil do Operador _____	7
Instruções de utilização _____	7
Salvaguardas importantes _____	9-14
¿Quem NÃO Deve usar o Revitive? _____	9
Advertências e precauções _____	10-12
Precauções de Segurança _____	13
Reações adversas _____	14
Modo de utilização _____	15-25
Etapa 1: Configurar o Revitive para uso _____	16
Passo 3: Utilizar as almofadas para os pés _____	17-18
Passo 4: Utilizar as almofadas corporais de modo duplo _____	19-23
4.1: Alternar entre os modos EMS e TENS _____	24
Passo 5: Limpeza e Armazenamento _____	25
Substituição de pilhas e almofadas _____	25
Solução de problemas _____	26-28
Especificações Técnicas _____	30-32
Garantia _____	33


O que vem na caixa?

Quando abrir a caixa, certifique-se de que contém os seguintes componentes. Se achar que algo está faltando, entre em contato conosco usando os números de telefone da linha de ajuda listados no verso desta brochura.


- 1 Adaptador de alimentação
Comprimento do cabo 180 cm



- 3 Almofadas
Electrodos Corpo



- 4 Cabo Elérodos
Comprimento do cabo 150 cm




- 2 Revitive Medic Pharma





- 5 Controlo remoto



- 6 Pilhas AAA x 2




Peças & Controles




Peças e controlos

Painel de Controlo



Controlo remoto



Introdução ao Revitive

É

Perfil do Operador

O perfil de usuário pretendido é indicado para utilizadores domésticos que podem sofrer de imobilidade, osteoartrite do joelho, má circulação e problemas relacionados, como dor, rigidez e inchaço das pernas, tornozelos e pés. Também é adequado para reabilitação após cirurgia do joelho.

Revitive destina-se a ser utilizado pelo utilizador final num contexto não clínico e sem a supervisão ou intervenção de um clínico durante a utilização.

O utilizador típico pode ser de qualquer idade adulta e não é específico para qualquer grupo demográfico de gênero, etnia ou nível de educação.

Estimulação Muscular Elétrica (EMS) Indicações para uso

Ao utilizar as almofadas para os pés, Revitive destina-se a:

- Reduzir a dor e o desconforto nas pernas/tornozelos/pés, causados pela má circulação (doença arterial periférica).
- Melhorar a circulação nas pernas, causada por doença arterial periférica.
- Melhorar a circulação para reduzir ou prevenir a acumulação de sangue (estase) causada pela má circulação (insuficiência venosa crónica/varizes).
- Aumentar a distância percorrida antes do início dos sintomas de claudicação (dor) - causada pela Doença Arterial Periférica.
- Melhorar os sintomas associados às varizes/Insuficiência Venosa Crónica.
- Ajuda a manter a saúde das veias das pernas, aumentando a circulação, fornecendo mais sangue oxigenado e reduzindo o inchaço (edema) nas pernas, pés e tornozelos.

Ao utilizar almofadas de eléctrodos, aplicadas nas pernas, Revitive destina-se a:

- Reduzir a dor e o desconforto nas pernas, tornozelos e pés causados por neuropatia periférica diabética ou inchaço (edema) devido a osteoartrite ou após cirurgia.
- Reduzir o inchaço das pernas/tornozelos/pés - causado pela imobilidade

Introdução ao Revitive

Estimulação Elétrica Muscular (EMS) Indicações para uso Continuação

Ao utilizar almofadas de elétrodos, aplicadas nas pernas, Revitive destina-se a:

- Melhorar a circulação para reduzir ou prevenir a acumulação de sangue (estase) causada pela diabetes ou imobilidade após a cirurgia.
- Aumentar a força muscular para ajudar a recuperar a mobilidade nas pernas afetadas pela imobilidade devido à DPOC, osteoartrite ou após a cirurgia.

Se for saudável e tiver um estilo de vida sedentário ou passar longos períodos de inatividade, Revitive pode ajudá-lo a:

- Alivia pernas cansadas, doridas e pesadas, incluindo câibras
- Reduz o inchaço dos pés e tornozelos
- Ajuda a manter a saúde das veias das pernas
- Fortalecer os músculos das pernas
- Aumentar ativamente a circulação

Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) Indicações para uso

Quando são utilizadas almofadas de elétrodos, o Revitive destina-se a fornecer:

- Alívio temporário da dor de origem musculoesquelética ou neuropática
- Alívio da dor associada à artrite
- Alívio e tratamento da dor crônica, associada à dor músculo-esquelética, osteoartrite e fibromialgia.
- Alívio da dor pós-cirúrgica e pós-traumática

As indicações de utilização acima referidas são certificadas em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos.

Salvaguardas importantes

É

Leia todas as instruções antes de utilizar o produto. Guarde estas instruções.

Algumas pessoas não devem utilizar Revitive.

Não utilizar em caso de (contraindicações):

- Tem um dispositivo eletrónico implantado, como um pacemaker ou um cardioversor desfibrilhador implantável (CDI).
- Está grávida
- Está a ser tratado ou tem sintomas de trombose venosa profunda ("TVP").

Períodos prolongados de inatividade podem aumentar o risco de trombose venosa profunda (TVP). A TVP é um coágulo sanguíneo que ocorre geralmente numa veia profunda da perna. Se parte da TVP for deslocada, podem ocorrer complicações com risco de vida, como embolia pulmonar.

Se esteve inativo durante longos períodos e suspeita que pode ter TVP, consulte o seu médico imediatamente. **Para prevenir a disseminação de coágulos, não utilize Revitive.**

Em alguns casos de TVP, pode não haver sintomas. No entanto, é importante estar ciente dos sintomas que podem incluir:

- Dor, inchaço e sensibilidade em uma das pernas (geralmente a panturrilha).
- Dor intensa na área afetada
- Pele quente na área do coágulo
- Vermelhidão da pele, especialmente na parte de trás da perna, abaixo do joelho.

Os sintomas nas pernas, especialmente quando combinados com certas condições médicas subjacentes, como pressão arterial elevada, hipercolesterolemia, tabagismo ou diabetes, podem ser um indicador de má circulação associada à doença arterial periférica.

Consulte o seu médico assim que possível se tiver quaisquer sinais de TVP ou sintomas nas pernas combinados com qualquer um dos fatores de risco.

Advertências

Consulte o seu médico antes de utilizar este dispositivo se:

- Está sob os cuidados de um médico
- Tem antecedentes de problemas cardíacos
- Ter recebido tratamento médico ou físico para a dor
- Suspeita-se ou diagnostica-se doença cardíaca
- Suspeita-se ou foi diagnosticada epilepsia
- Você não tem certeza se o Revitive é ideal para você.
- Não tem a certeza do que causa os seus sintomas

Se tem um implante metálico:

- Se tem um implante metálico, pode sentir dor ou desconforto perto do implante ao aplicar estimulação elétrica. Nesse caso, interrompa o uso e consulte o seu médico.
- A estimulação elétrica pode ser mais intensa perto de um implante metálico. É seguro continuar a utilizar desde que não sinta dor. Pode ser necessário ajustar a intensidade para um nível confortável.

Ao aplicar as almofadas para os pés ou o corpo do eletrodo:

- **Não** utilize os eletrodos na cabeça, face, pescoço ou peito.
- A aplicação dos eletrodos junto ao peito pode aumentar o risco de fibrilhação cardíaca
- Aplicar apenas em áreas com pele intacta/intacta
- **Não** aplique almofadas para os pés ou eletrodos diretamente ou junto a estas áreas:
 - na pele cortada ou quebrada, feridas abertas ou erupções cutâneas; áreas inchadas, vermelhas, infetadas ou inflamadas; ou erupções cutâneas (tais como flebite, tromboflebite, varizes, celulite). Verifique debaixo dos pés e dos pés antes de utilizar o dispositivo.
 - sobre ou perto de lesões cancerosas ou malignidades
 - em áreas tratadas com radioterapia (nos últimos 6 meses)
 - nos órgãos reprodutores
 - nas coxas opostas e consulte os diagramas de colocação das almofadas neste Manual do Utilizador para uma colocação adequada.
 - nos nervos do seio carotídeo (parte anterior do pescoço), especialmente em pacientes com sensibilidade conhecida ao reflexo do seio carotídeo
- Ao usar TENS, **não** o aplique em áreas da pele que não sejam sensíveis
- Os eletrodos são para uso individual. **Não** partilhe os eletrodos com outras pessoas.

Advertências

Ao aplicar as almofadas para os pés ou o corpo do eletrodo:

- Existe a possibilidade de sentir irritação da pele ou queimaduras sob as almofadas dos eletrodos ou hipersensibilidade devido à estimulação elétrica.
- Antes de aplicar o estímulo, certifique-se de que a pele absorveu bem o hidratante/gel/bálsamo. Existe a possibilidade de que a aplicação irregular de um hidratante/gel/bálsamo possa aumentar o risco de irritação da pele ou queimadura ao usar estimulação elétrica.
- Os sintomas podem piorar durante a fase inicial do tratamento antes de melhorarem. Isto pode ocorrer se o corpo não se tiver adaptado totalmente ao aumento da atividade muscular e da circulação sanguínea. Se isso ocorrer, reduza a intensidade e a duração do tratamento, o que reduzirá os sintomas iniciais. Se os sintomas persistirem, consulte o seu médico.

Quando não utilizar Revitive:

- Há momentos em que você não deve usar Revitive. Não utilize Revitive:
 - Na presença de equipamentos de vigilância eletrônica
 - Juntamente com um dispositivo médico eletrônico que sustenta a vida
 - Quando você está na banheira ou chuveiro
 - Enquanto dorme
- Juntamente com uma tala ou molde sem primeiro falar com o seu médico
- Este equipamento deve ser evitado em conjunto ou empilhado com outros equipamentos, pois pode causar mau funcionamento. Se for necessário utilizá-lo, este equipamento e o outro devem ser observados para verificar se estão funcionando normalmente.

Advertências adicionais:

- A utilização de acessórios e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento das emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste equipamento, bem como no seu mau funcionamento.
- Os equipamentos portáteis de comunicação por radiofrequência (incluindo periféricos, como cabos de antenas e antenas externas) não devem ser utilizados num raio de 30 cm (12 polegadas). a qualquer parte do sistema Revitive, incluindo cabos especificados pelo fabricante

Precauções

Ao aplicar as almofadas para os pés ou o corpo do eletrodo:

- Tenha cuidado ao aplicar a estimulação em áreas da pele que não têm sensação normal. Pode causar irritação da pele devido à incapacidade de sentir a estimulação até que a intensidade seja dimensionada. Use uma baixa intensidade para obter uma contração do músculo liso, e/ou Use por menos tempo, para evitar a superestimulação. Verifique se há sinais de irritação da pele (vermelhidão), nódos negros ou dor. Em caso de dúvida, consulte o seu médico.
- Este produto não se destina a ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, a menos que supervisionado por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Ao usar o EMS:

- Tenha cuidado ao aplicar a estimulação:
 - No abdómen durante a menstruação
 - Após intervenções cirúrgicas recentes (nos últimos 6 meses), como estimulação pode interromper o processo de cicatrização.
 - Se for provável que os tecidos sangrem após uma lesão, como uma rutura muscular, recomenda-se não estimular a área imediata dentro de 12 horas após a lesão. Use uma intensidade baixa e/ou um tempo mais curto para evitar a superestimulação.
 - Após um longo período de imobilidade ou inatividade: Use uma baixa intensidade e menor tempo para evitar a estimulação excessiva ou fadiga muscular.

Ao usar TENS:

- Revitive pode reduzir a sensação de dor que normalmente funcionaria como um aviso de um problema subjacente.
- Se a dor não melhorar, piorar ou persistir por mais de 5 dias, pare de usar o dispositivo e consulte seu médico.
- A TENS não é eficaz no tratamento da fonte ou causa original da dor

Precauções adicionais:

- Os efeitos a longo prazo da estimulação elétrica são desconhecidos
- A estimulação elétrica pode não ser adequada para todos os utilizadores; Consulte o seu médico.

Precauções de Segurança

- **Não fique sobre a máquina.** Use-o apenas sentado
- Não posicione o Revitive de tal forma que seja difícil desligá-lo ou desligá-lo.
- Utilize o aparelho apenas para os fins a que se destina
- Não exponha o aparelho a calor extremo
- Não derrame líquido sobre o aparelho ou os seus acessórios
- Não sobrecarregue a tomada
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças
- Mantenha os cabos de alimentação fora do alcance das crianças para evitar o risco de estrangulamento.
- As almofadas revitivas podem ser usadas por várias pessoas. Certifique-se de que o dispositivo está limpo após cada utilização
- Durante a utilização, não toque nas almofadas para os pés com as mãos até o dispositivo ter sido desligado.
- Utilize o Revitive apenas com acessórios fornecidos ou comprados ao fabricante.
- Verifique periodicamente se as almofadas do corpo, cabos e cabos não estão danificados.
- Não abra o Revitive nem repare-o você mesmo. Isso invalidará a garantia e poderá causar sérios danos.
- No caso improvável de o seu Revitive avariar, desligue-o da fonte de alimentação e contacte o agente autorizado mais próximo.
- Alguns dispositivos de controlo remoto universal (por exemplo, para televisores) têm sido relatados como sendo etc.) pode alterar as configurações de Revitive se usado durante um tratamento. Se isso acontecer, basta ajustar o tempo ou intensidade Revitive de volta aos valores desejados usando o controle remoto Revitive ou o painel de controle do dispositivo.
- O Revitive passou nos testes de Interferência Eletromagnética (EMI) exigidos, podendo ainda ser afetado por emissões excessivas e/ou interferir com equipamentos mais sensíveis.
- Após qualquer exposição a temperaturas quentes ou frias fora da faixa de operação especificada de 10 - 40°C, permita que o produto se reajuste às temperaturas de operação recomendadas para garantir o desempenho contínuo do produto.

Salvaguardas importantes

Reações adversas

- Se tiver reações adversas, pare de utilizar Revitive e consulte o seu médico imediatamente.

Instruções utilização

É

Etapa 1: Configurando o Revitive para uso em


Para Retire todas as peças da caixa:

- Adaptador de alimentação AC/DC
- Dispositivo Revitive Medic Pharma
- Controlo remoto
- Pilhas AAA x 2
- Almofadas Corporais de Eléttodos
- Cabo de eléttodo

Consulte "O que está na caixa?" na página 4 para ajudá-lo a identificar as partes.




b Localize o telecomando e insira as baterias.



c Localize o adaptador de alimentação AC/DC.

Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação à tomada do lado do Revitive.



d Ligue o adaptador de corrente à tomada elétrica mais próxima.

Antes de utilizar o Revitive pela primeira vez, leia os Avisos Importantes nas páginas 9-14. Em caso de dúvida, consulte o seu médico antes de utilizar a seringa

Instruções

É

utilização

Passo 2: Utilização das almofadas para os pés almofadas para os pés



As almofadas para os pés apenas fornecem Estimulação Muscular Elétrica (EMS) patenteada e clinicamente comprovada aos seus pés e pernas. Você pode usar as almofadas corporais para receber EMS ou TENS; Ver páginas 19-23 para mais informações.

Para melhores resultados:




- Use **absorventes Revitive por pelo menos 30 a 60 minutos por dia**, 7 dias por semana. Se tiver varizes, use Revitive Pads durante 60 minutos por dia.
- É importante usar Revitive em uma intensidade alta o suficiente para alcançar uma contração muscular forte e confortável. A maioria das pessoas atinge uma forte contração muscular **acima do nível de intensidade 40** (faixa de intensidade 1-99).
- Se você for diagnosticado com uma condição médica de longo prazo, como diabetes, osteoartrite, varizes, má circulação ou DPOC, pode levar **até 8 semanas** para ajudar a reduzir os sintomas associados a essas condições crônicas.

Não utilize Revitive, utilizando estimulação EMS, durante mais de 6 sessões de 30 minutos (ou equivalente) por dia. Consulte o seu médico se tiver sintomas nas pernas

- a** É importante que esteja bem hidratado. Recomendamos que aplique um hidratante nas solas dos pés para ajudar a hidratar a pele e melhorar a entrega de estimulação elétrica.

Também recomendamos beber um copo de água antes de usar Revitive.

Sente-se com os dois pés descalços nas almofadas





- b** Sente-se confortavelmente. Para melhores resultados, sente-se com os joelhos em um ângulo de 90 graus (ângulo reto).

- c** Coloque Revitive no chão à sua frente.


Revitive é projetado para ser usado sentado.
Nunca fique na unidade Revitive.

- d** Coloque **os dois** pés descalços nos apoios para os pés. Certifique-se de que retira todo o calçado, incluindo meias e meias.

- e** Pressione o botão liga/desliga do aparelho ou o controle remoto para ativar o Revitive.

Você ouvirá um sinal sonoro e a tela acenderá. O tempo  lerá 30 minutos e  a intensidade lerá 00.

Para desligar o Revitive a qualquer momento durante a operação, Pressione o botão liga/desliga do aparelho ou do controle remoto.

- f** Pressione o controle de intensidade  (+) uma vez para iniciar a estimulação.

Você pode usar os botões no painel de controle ou o controle remoto.

Pressione o botão (+) para aumentar o nível. Pressione o botão (-) para diminuir o nível.

Instruções

É

Com a sensação da terapia OxyWave. Use-o em baixa intensidade por 30-60 minutos uma vez por dia durante alguns dias.

Ajuste a intensidade para um nível onde possa sentir a estimulação nos pés, o que cria uma contração dos músculos da panturrilha.

É normal sentir formiguelo ou várias sensações nos pés e músculos da panturrilha.

Revitive **não** vibra.

h Após alguns dias de familiarização, use uma intensidade maior que proporcione **Contrações fortes, mas confortáveis, dos músculos da panturrilha.**



A maioria das pessoas experimenta uma forte contração a partir do nível de intensidade 40.


O IsoRocker® permite que o Revitive oscile para cima e para baixo assim que as contrações musculares se aproximam do nível desejado. O balanço é causado pelas contrações musculares da perna, e o movimento resultante do tornozelo que o IsoRocker permite é um bom indicador de que o nível de intensidade é suficiente para fornecer a terapia. Aumentar a intensidade acima deste nível melhorará a terapia, mas não se deve permitir que se torne desconfortável.


Você pode ajustar a intensidade entre 1-99.

Por favor, note que a intensidade necessária pode variar de dia para dia.

Se tiver dor ou desconforto:

- Retire um ou ambos os pés das almofadas para parar a estimulação.
- Diminua a intensidade das almofadas para a  (-) Controlo  em modo que o controle remoto, antes de inserir os pés nas almofadas para os pés em Revitive

i A tela  começará a contagem regressiva em minutos, à medida que o Revitive progride pelo programa.



j Quando o temporizador do Revitive se esgota, a tela O tempo exibirá 00 e 

k O Revitive é desligado

Passo 3: Utilizar as almofadas corporais de modo duplo





As almofadas corporais com elétrodos são para uso individual. **Não** partilhe almofadas corporais com outras pessoas.

O tratamento específico da dor é conseguido com o uso de almofadas corporais de eletrodos, selecionando entre duas terapias comprovadas  EMS e  TENS.

1. Modo



Usar  **EMS** Almofadas 

 reabilitação quando necessário, a partir de 30 minutos por dia.

Não utilize Revitive  no modo EMS durante mais de 6 sessões de 30 minutos (ou equivalente) por dia. Isto pode levar a fadiga muscular.

Use-o em uma intensidade que fará você Proporcionam **contrações**


2. Modo TENS

Revitive é recomendado e  Modo TENS para  a dor articular crónica, muscular, nervoso ou artrítico. Use por 20-30 minutos por sessão, conforme necessário.

Use-o em uma intensidade que fará você Proporciona uma **sensação de formiguelo intensa mas**

As almofadas corporais não podem ser utilizadas ao mesmo tempo que as almofadas para os pés. Usando as almofadas do corpo irá desligar automaticamente as almofadas para os pés.


NÃO use as almofadas corporais na cabeça, rosto, pescoço ou peito.



Instruções


Selecione a área onde deseja aplicar a estimulação elétrica.

- ✓ Abaixo está a colocação recomendada de almofadas corporais:



Se você usar TENS para alívio da dor, coloque almofadas corporais em ambos lados da área que causa dor.


- d Ligue as extremidades das almofadas do corpo ao fio do eletrodo.



Pressione os conectores até que não haja espaço entre eles.

Deixar uma lacuna pode causar desconforto ou falta de estimulação.

- e Ligue a outra extremidade do cabo do eletrodo à tomada do lado do Revitive.




Quando liga o cabo do eletrodo, as almofadas dos pés desligam-se automaticamente.

- f Retire o forro de plástico das almofadas descascando-o cuidadosamente. Substitua as almofadas corporais no forro de plástico após a utilização.



- g Pressione suavemente as almofadas corporais sobre a área onde pretende aplicar a estimulação elétrica, como mostra a página 20.

- b Limpe e seque a área onde vai colocar a seringa Almofadas corporais.







Instruções


É





- h** Pressione o botão liga/desliga do aparelho ou o controle remoto para ativar o Revitive.

Você ouvirá um sinal sonoro e as luzes na tela se acenderão. O tempo  indicará 30 minutos,  a intensidade indicará 00 e o símbolo EMS será exibido .





- i** As almofadas corporais Revitive fornecem automaticamente estimulação no modo EMS .

Se você quiser usar os Revitive Body Pads no modo TENS, pressione o  botão TENS no controle remoto.

Em seguida, você verá o  símbolo TENS na tela.

Consulte a página 24 para obter mais instruções sobre como alternar entre os modos EMS e TENS.



- j** Pressione o controle de intensidade  (+) uma vez para iniciar a estimulação.

Você pode usar os botões no painel de controle ou o controle remoto.



Pressione o botão (+) para aumentar o nível.


Pressione o botão (-) para diminuir o nível.

É normal sentir formiguelo ou sensações variáveis nos músculos a serem tratados.

Por favor, note que a intensidade necessária pode variar de dia para dia.

Se tiver dor ou desconforto:


- Diminua a intensidade das almofadas corporais usando o controle de intensidade  do aparelho ou da seringa Controle remoto.
- Você também pode optar por interromper a terapia antes do final da sessão de 30 minutos para evitar irritação da pele e/ou fadiga muscular. Para fazer isso, pressione o botão  Botão liga/desliga no aparelho ou no telecomando.

- k** A tela Tempo  começará a contagem regressiva em minutos, à medida que o Revitive alterna seu programa.

Quando o temporizador Revitive acabar, você ouvirá três bipes e o dispositivo será desligado automaticamente.


- l** Certificando-se de que o aparelho está desligado, retire suavemente as almofadas corporais da pele.

Não separe as almofadas corporais da pele usando os fios do eletrodo, pois isso pode danificá-los.



- m** Coloque as almofadas de corpo de volta na manga de plástico após o uso.

- n** Desligue o cabo do eletrodo da tomada do Revitive.



Instruções


3.1:

Alternar entre os modos EMS e TENS

Para alternar entre os modos EMS e TENS, pressione o botão do modo de estimulação desejado no controle remoto.

Você verá o modo selecionado destacado na tela.

Durante a utilização, se o modo for alterado automaticamente (ou vice-versa), o temporizador retornará ao tempo predeterminado correspondente. O tempo predeterminado é 30 minutos. A intensidade também será zerada.



Passo 4: Limpeza e armazenamento do Revitive

- Certifique-se de que o Revitive está desligado.
- Limpe os apoios para os pés com um pano macio e húmido. Não limpe com produtos químicos. Não mergulhe Revitive em água.
- Armazene Revitive em um lugar fresco, seco e livre de poeira. Conservar fora da luz solar direta.
- Coloque as almofadas do corpo sobre o forro de plástico.
- Guarde as almofadas corporais num local seco e ventilado. Conservar fora da luz solar direta. Não é necessário separar as almofadas do corpo dos fios do eletrodo para armazenamento.

Substituição de baterias

O controle remoto requer duas pilhas AAA de 1,5 V para funcionar.

Substituição das almofadas

As Body Pads são reutilizáveis até 20-30 aplicações. Se as almofadas corporais começarem a perder aderência, esfregue a superfície com algumas gotas de água. Você pode obter almofadas de substituição em www.revitive.com

Solução de problemas



Problema	Possível causa	Solução
Revitive está ligado (luzes acesas na tela de LED), mas eu não consigo sentir a estimulação elétrica através das almofadas dos pés.	Não coloque os dois pés descalços nos apoios para os pés ao mesmo tempo.	Certifique-se de que os seus pés estão descalços e que cada pé é colocado em cada uma das almofadas ao mesmo tempo. Continue a aumentar a intensidade para um máximo de 99 até sentir a estimulação.
	Pode ter os pés secos.	Hidrate as solas dos pés para melhorar a condutividade e a estimulação e tente novamente o procedimento. Pode também tentar que aumentar o nível de intensidade.
	Pode estar desidratado.	Beba muita água antes e depois de usar o aparelho. O dispositivo usa seu corpo para criar o circuito elétrico. A água é um excelente condutor de eletricidade e se o seu corpo estiver menos hidratado (abaixo de 60%) a estimulação pode ser menor, por isso é importante manter-se sempre bem hidratado.
	O nível de intensidade de O nível de a intensidade pode ser demasiado baixa.	É um dispositivo muito seguro. Continue aumentando o nível de intensidade até sentir o estímulo. Pode ser necessário aumentar o nível de intensidade à medida que se habitua à terapia. O objetivo não é chegar à 99, mas encontrar um cenário que produza fortes contrações musculares nas panturrilhas e que lhe dê é confortável.
	O fio do eletrodo está ligado ao dispositivo.	Desligue o cabo do eletrodo: As almofadas dos pés não funcionarão enquanto o cabo do eletrodo estiver ligado.
	Se, depois de tentar as soluções acima, você ainda não sentir o estímulo:	Teste o dispositivo colocando uma mão nas duas almofadas dos pés ao mesmo tempo (a extremidade do calcanhar das almofadas dos pés é a mais fácil). Com a outra mão, e começando do zero, aumente o nível de intensidade até sentir a estimulação. até sentir a estimulação. Se conseguir sentir a estimulação através da mão, o dispositivo está a funcionar. Se mesmo assim não sentir estímulo na 99, contacte o seu concessionário autorizado.

Problema	Possível causa	Solução
Não há energia ou luzes no Revitive quando ele está ligado.	Adaptador CA não está conectado à tomada ou CA O adaptador não está corretamente ligado ao aparelho.	Verifique a alimentação da tomada está ligado e o adaptador CA está ligado corretamente ao aparelho. Se mesmo assim não funcionar, entre em contato com o seu concessionário autorizado.
Revitive não vibra.	REVITIVE NÃO É PROJETADO PARA VIBRAR.	
O IsoRocker® não "balança".	São os músculos das pernas que causam o "balanço", o IsoRocker® é um pivô.	O IsoRocker® só balança quando aumentado para uma intensidade que cause contração suficiente dos músculos da panturrilha. Você pode não ser capaz de aumentar confortavelmente a intensidade o suficiente até se acostumar com a sensação. É importante que a intensidade seja ajustada a um nível que seja confortável.
	O dispositivo está muito longe na sua frente.	Sente-se com os joelhos em um ângulo de 90 graus.
Quando o IsoRocker® é usado em um piso duro, ele faz um barulho de batida.	Posicionamento incorreto do aparelho ou nível de intensidade demasiado elevado.	Ajuste a posição do aparelho ou diminua o nível de intensidade para reduzir a batida do aparelho. Também pode utilizar um tapete por baixo do aparelho para som abafado.
Minhas pernas doíam após o tratamento.	Você pode ter uma intensidade muito alta e seus músculos estão trabalhando demais.	Aguarde tempo suficiente após cada tratamento para que os músculos recuperem (por exemplo, após exercício intenso). Na próxima sessão, comece com uma configuração mais baixa (onde você pode sentir a estimulação elétrica leve e encontrá-la confortável). e reduzir a duração até que os seus músculos se tenham aclimatado à estimulação.
Eu coloquei meus pés no dispositivo, mas Não consigo ver o símbolo TENS no painel de controlo	A TENS só está disponível através das almofadas dos eletrodos.	

Solução de problemas

Problema	Possível causa	Solução
Para o utilização almofadas corporais, a estimulação é desconfortável.	O nível de estimulação que está a utilizar pode ser demasiado elevado ou pode ter a pele partida.	Diminua o nível de estimulação utilizando a seringa (-) do aparelho ou do telecomando. Pode ter de parar de o utilizar até a pele cicatrizar.
Eu não tenho certeza de que modo de terapia eu estou usando quando eu uso as almofadas corporais.		Olhe para a tela do dispositivo. Se as almofadas do corpo estiverem no modo EMS, você verá o símbolo EMS. Se as almofadas do corpo estiverem no modo TENS, você verá o Símbolo TENS.
De repente, não consigo sentir o estímulo quando uso as almofadas corporais.	Você pode ter pressionado o botão do outro modo de estimulação por acidente.	Se o botão do modo de estimulação oposto for pressionado (ou seja, se o botão TENS for pressionado quando já estiver no modo EMS ou vice-versa), o botão 30 minutos. A intensidade também será zerada. Será necessário reconfigurar o modo, o intensidade e tempo.

Para mais informações, incluindo perguntas frequentes, visite support.revitive.com

Especificações Técnicas

É

Nome do Produto	Revitive Medic Pharma
Modelo	2837AB
Frequência (+/- 10%)	EMS: 20Hz - 53Hz TENS: 80Hz - 130Hz
Corrente de saída	EMS: Máx. 15 mA TENS: Máx. 19 mA
Peso (+/- 0.5 kg)	1,5 kg
Dimensões	357 (W) x 357 (H) x 84 (D) mm
Consumo de energia	5W
Adaptador CA	Aprovado pela CE
Fonte de alimentação Entrada (adaptador usado) Saída	100-240V [~] CA (-), 50/60Hz, 0,18A 5V (C) C C, 1.0A
Peças aplicadas Peças revitivas que em uso normal entram em contato físico com o usuário.	Almofadas para os pés - 135,5 cm ² Almofadas do corpo do elétrodo - 5cm x 5cm = 25cm ²
Tempo de vida útil do aparelho e controlo remoto	4 anos

O controle remoto reproduz os controles do dispositivo

Frequências de funcionamento	38 KHZ
Distância de alcance	0 a 25 m na horizontal De 0 a 18 m em um ângulo de +/- 30 graus para o horizontal.

Especificações Técnicas



Especificações de saída para estimulação muscular elétrica (EMS):

Forma de onda	Bifásico		
Formulário	Quadrado simétrico com inversão de polaridade		
Tensão máxima de saída (+/-15%) @500Ω	Pé: 35V	Corpo: 19V	
Duração do pulso (+/-10%)	Pé: 450-970μs	Corpo: 450μs	
Carga líquida @ 500Ω	[0,001]mC		
Densidade de potência máxima @ 500Ω	Pé: 0.79 mW/cm ²	Corpo: 1.66 mW/cm ²	
Tempo ligado (+/- 10%)	Pé: 1.90 - 8.30s	Corpo: 1.90 - 6.50s	
Folga (+/- 10%)	Pé: 1.00 - 1.50s	Corpo: 1.00s	

Especificações de saída para estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS):

Forma de onda	Bifásico
Formulário	Retangular
Tensão de saída máxima: @ 500Ω	50 V
Duração do pulso:	100μs
Carga líquida (por pulso @ 500Ω)	0μC
Densidade de potência média máxima @ 500Ω @ 500Ω	4,19 mW/cm ²

Os valores das DURAÇÕES DE IMPULSO, frequências de repetição de impulsos e amplitudes, incluindo quaisquer componentes CC, não devem desviar-se mais de ± 20% quando medidos com uma resistência à carga dentro da gama especificada.

Se for necessária a confirmação de que o Revitive funciona dentro dos seus Benefícios Essenciais após um determinado período de tempo, contacte o fabricante

Símbolos

Em conformidade com a Diretiva Europeia de Dispositivos Médicos (93/42/EEC)	
Reino Unido Conformidade avaliada O produto cumpre todos os requisitos legislativos aplicáveis no Reino United.	
O número de lote do dispositivo, incluindo o ano (AAAA) e o mês (MM) de fabrico, está localizado na caixa e na parte de trás da unidade.	#YYYYMMXXXXX
Número do artigo	REF ^a
Contraindicações, advertências e precauções de que as compreende antes de utilizar Revitive	
Alimentação	
Tempo restante	
Nível de intensidade	
Modo EMS	
Modo TENS	
Indicador de bateria	
Centro de Polaridade Positiva	
Equipamento eletromédico Classe II com duplo isolamento	
Equipamento eletromédico tipo BF	


Especificações Técnicas

É

Símbolos

Fabricante Legal de Dispositivos	
Representante Europeu Autorizado UE/CE	
Marca FCC Uma marca de certificação usada em produtos eletrônicos fabricados ou vendidos nos Estados Unidos que certifica que a interferência eletromagnética da Revitive está dentro dos limites aprovados pela Comissão Federal de Comunicações. A Actegy Ltd cumpre todas as regras aplicáveis da FCC.	
Ver as instruções de utilização	
Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Diretiva REEE). No final do ciclo de vida do produto, não deite este produto no lixo doméstico normal, mas leve-o para um ponto de recolha para reciclagem de produtos eletrônicos.	
Grau de proteção Contra a penetração	IP21
Data de validade	 Y0000, MM DD
Limite de humidade, temperatura e pressão atmosférica	 <p>90% 20% -20°C 70°C 1060 hPa 500 hPa</p>
Limite de humidade, temperatura e pressão atmosférica para condições de funcionamento Após qualquer exposição a temperaturas quentes ou frias fora da faixa de operação especificada de 10 - 40°C, permita que o produto se reajuste às temperaturas de operação recomendadas para garantir o desempenho contínuo do produto.	 <p>75% 30% 10°C 40°C 1060 hPa 700 hPa</p>
Apenas para utilização	

Símbolos

Medicina - Equipamento de Corrente Aplicada/Potência Para choques elétricos, incêndio e perigos mecânicos, apenas em conformidade com [Norma(s)*]. Padrão ANSI/AAMI ES60601-1: A1:2012, C1:2009/(R)2012 e A2:2010/(R)2012, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1:14 CE 60601-1-6 Edição 3.1 Data de Emissão 10/2013 IEC 60601-1-11 Edição 2 Data de Emissão 01/2015 IEC 60601-2-10, Edição 2.1, Data de emissão: 04/2016	
O dispositivo médico não contém látex de borracha natural	
Não desmontar	

A sua garantia de 2 anos

É importante guardar o recibo do retalhista como prova de compra. Agrafe o recibo nesta contracapa para referência futura.

Em caso de avaria, queira fornecer as seguintes informações. Estes números são e encontram-se na base do produto:

Modelo no.:

Número do lote:

Todos os dispositivos Revitive são testados individualmente antes de sair da fábrica. No caso improvável de qualquer dispositivo se apresentar defeituoso no prazo de 30 dias após a compra, deve ser devolvido ao local de compra para substituição.

Se o defeito ocorrer após 30 dias e no prazo de 24 meses após a compra original, deve contactar o seu concessionário local indicando o número do modelo e o número do LOTE do produto, ou escrever para o seu concessionário local na morada fornecida.

Ser-lhe-á pedido que devolva o produto (em embalagem segura e adequada) para a morada fornecida com uma cópia do comprovativo de compra.

Sem prejuízo das exclusões abaixo (ver Exclusões), o aparelho defeituoso será reparado ou substituído e enviado, normalmente no prazo de 14 dias úteis a contar da receção.

Se, por qualquer motivo, este artigo for substituído durante o período de garantia de 2 anos, a garantia do novo artigo será calculada a partir da data da compra original. Portanto, é fundamental manter o recibo de caixa ou fatura original para indicar a data inicial da compra.



Para beneficiar da garantia de 2 anos, o aparelho deve ter sido utilizado de acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante.

Exclusões

- 1 Actegy, o fabricante de dispositivos Revitive, não será obrigado a substituir bens sob os termos da garantia quando:
 - A falha foi causada ou é atribuível a uma utilização acidental, incorreta, negligente ou contrária às recomendações do fabricante, ou quando a falha foi causada por picos de energia ou danos causados durante o transporte.
 - O aparelho foi utilizado com uma tensão diferente da indicada no produto ou com um adaptador de corrente diferente do fornecido com o produto.
 - Os reparos foram tentados por outras pessoas além da nossa equipe de serviço. (ou revendedor autorizado).
 - O aparelho foi utilizado para aluguer ou uso não doméstico.
 - O dispositivo é em segunda mão.
- 2 A Actegy não é responsável pela realização de qualquer trabalho de manutenção, ao abrigo da garantia.
- 3 A garantia não cobre acessórios como almofadas e sacos para a carroçaria de eléctrodos.
- 4 A garantia não cobre baterias de controle remoto ou danos por vazamento.
- 5 Esta garantia não confere outros direitos além dos expressamente declarados acima e não cobre quaisquer reclamações por perdas ou danos consequenciais. Esta garantia é fornecida como um benefício adicional e não afeta os seus direitos estatutários como consumidor.

Para obter Ótimos resultados

Use todos os dias



Tutoriais em vídeo

Para ver a instalação e usar vídeos do seu Revitive, clique em : support.revitive.fr



2 anos de garantia

Para usufruir de uma garantia gratuita de 2 anos, registe o seu dispositivo no website:

Para ativar a sua garantia gratuita de 2 anos, registe o seu

Dispositivo em: support.revitive.com

REVITIVE®

Medic Pharma [en]



Actegy Ltd

1 West Point
Western Road
Bracknell, RG12
1HJ Reino Unido
Telefone: +44 (0)800
014 6377



MDSS

Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemanha.

Distribuidor / Distribuidor / Vertrieb

REINO UNIDO:

1 West Point
Western Road
Bracknell, RG12
1HJ Grã-Bretanha
Telefone: +44 (0)800
014 6377
info.uk@actegy.com

FR-EM-IL/GC/GC

SAS revitivo
250 bis boulevard Saint-Germain
75007 Paris
França/Frankfurt/França
Telefone: 0805 321 051 (FR)
+33 (0)1 75 85 03 74 (BE/NL)
contact@revitive.fr

DE:

Actegy GmbH
Rankestraße 8
10789 Berlim, Alemanha
Telefone: 0731 2407 6000
Kundenservice@revitive.de

Direitos Autorais © 2022 Actegy Ltd. Todos os direitos reservados. Actegy®, Revitive®, Revitive Medic™ e Circulation Booster® são marcas registadas da Actegy Ltd. O produto Revitive é um design patenteado e está protegido pelas leis de design aplicáveis.

Direitos Autorais © 2022 Actegy Ltd. Todos os direitos reservados. Actegy®, Revitive, Revitive® Medic®, Circulation Booster®, OxyWave™, IsoRocker® e SoftTouch Pads™ são marcas registadas depositadas pela Actegy Ltd. Este produto Revitive é um design exclusivo protegido pela legislação aplicável aos desenhos e modelos industriais.

Direitos Autorais © 2022 Actegy Ltd. Todos os direitos reservados. Actegy®, Revitive, Revitive® Medic®, Circulation Booster®, OxyWave™, IsoRocker® e SoftTouch Pads são marcas™ registadas da Actegy Ltd. Revitive é um design único e está em conformidade com os requisitos de outros fabricantes.

Direitos Autorais © 2022 Actegy Ltd. Todos os direitos reservados. Actegy®, Revitive, Revitive® Medic®, Circulation Booster®, OxyWave™, IsoRocker® e SoftTouch Pads são marcas™ registadas da Actegy Ltd., Inc. A aplicação Revitive é um produto único e é fornecido com os mesmos ingredientes.

