



**MOPEDIA®**

02\_A\_ENG\_09

MA RH150-

**BENGALA, TRIPÉ E QUADRIPIÉ**

---

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

PORTUGUÊS

## ÍNDICE

1. CÓDIGOS .....	PAG.3
2. INTRODUÇÃO .....	PAG.3
3. USO PRETENDIDO .....	PAG.3
4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE .....	PAG.3
5. Avisos gerais .....	PAG.4
6. SÍMBOLOS .....	PAG.4
7. DESCRIÇÃO GERAL .....	PAG.4
8. ANTES USAR .....	PAG.4
9. AVISOS DE USO .....	PAG.5
10. COMO USAR .....	PAG.5
10.1 Ajuste de altura para RH150 .....	pag. 5
10.2 Ajuste de altura para RH720 .....	pag. 6
10.3 Ajuste a bengala de 4 pernas para uso da mão direita ou esquerda .....	pag. 6
11. MANTEINANCE .....	PAG.6
12. LIMPEZA E DESINFEÇÃO .....	PAG.6
12.1 Limpeza .....	pag. 6
12.2 Desinfecção .....	pag. 6
13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO .....	PAG.7
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	PAG.7
15. GARANTIA .....	PAG.7
16. REPARAÇÃO .....	PAG.7
16.1 Reparação de garantia .....	pag. 7
16.2 Reparação não coberta pela garantia .....	pag. 8
16.3 Dispositivo sem defeito .....	pag. 8
17. PEÇAS SOBRESSALENTES .....	PAG.8
18. CLÁUSULAS ISENTAS .....	PAG.8


**Dispositivo Médico classe I**

**REGULAMENTO (UE) 2017/745 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO**  
de 5 de abril de 2017 relativo a dispositivos médicos

## 1. CÓDIGOS

**RH150 Bengala** ajustável em altura

**RH720 Bengala** Altura ajustável cana de 4 pernas - TRIPÉ E QUADRIPE

## 2. INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar um MOPEDIA por Bengala Moretti e bengala de 4 pernas. Este manual de instruções contém algumas dicas úteis para uma utilização correta do dispositivo que comprou, bem como alguns conselhos importantes para a sua segurança. Em caso de dúvida, contacte o seu retalhista que poderá ajudá-lo corretamente.

## 3. USO INTED

A MOPEDIA by Moretti Bengala e a bengala de 4 pernas são auxiliares manipulados por um braço adaptado para apoiar e/ou ajudar a mobilidade de pessoas com problemas de mobilidade.

### ATENÇÃO!



- Não utilizar o produto para um fim não indicado neste Manual.
- A Moretti S.p.A. declina todas responsabilidades por todas a consequências resultantes de uma utilização incorreta desta produto e de alterações não posições à moldura fazer produto.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar como informações contidas neste documento sem aviso prévio.

## 4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Moretti S.p.A. declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e comercializado pela Moretti S.p.A.e pertencente aos grupos de BENGALAS (RH150) e TRIPOD E QUADRIPOD (RH720) cumpre as disposições do regulamento 2017/745 sobre dispositivos MEDICAL de 5 de abril 2017.

Para o efeito, Moretti S.p.A. garantias e declara sob a sua exclusiva responsabilidade o que se segue:

1. Os dispositivos satisfazem os requisitos de segurança e desempenho gerais solicitados pelo anexo I do regulamento 2017/745, tal como previsto no anexo IV do referido regulamento.
2. Os aparelhos não são instrumentos de medição.
3. Os aparelhos não são feitos para testes clínicos.
4. Os aparelhos são embalados em CAIXA NÃO ESTÉRIL.
5. Os dispositivos pertencem à classe I, em conformidade com o disposto no anexo VIII do regulamento acima referido.
6. A Moretti S.p.A. fornece às Autoridades Competentes a documentação técnica para comprovar a conformidade com o regulamento 2017/745, durante pelo menos 10 anos após a produção do último lote.









**Nota:** Os códigos completos do produto, o código de registo do fabricante (SRN), o código UDI-DI e quaisquer referências aos regulamentos usados estão incluídos na declaração de conformidade da UE que a Moretti S.p.A. lança e disponibiliza através dos seus canais.

## 5. AVISOS GERAIS

Leia atentamente todo o manual antes de utilizar o aparelho.

- Aconselhe com o médico ou terapeuta a determinar o ajuste correto e a utilização correta do produto.
- Certifique-se de que o produto é entregue completo e mantenha-o afastado das fontes de calor.
- O limite de utilização do dispositivo é definido pelo desgaste das peças.
- Não permita que as crianças brinquem ou operem o aparelho.
- O utilizador e/ou o paciente terão de reportar qualquer acidente grave que tenha ocorrido relacionado com o fabricante e autoridade adequada do estado a que o utilizador e/ou o paciente pertencem.

## 6. SÍMBOLOS

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Código do produto                  |
|  | Identificação de dispositivo único |
|  | Marca CE                           |
|  | Lote de                            |
|  | Fabricante                         |
|  | Leia o manual de instruções        |
|  | Dispositivo Médico                 |
|  | Condições de eliminação            |

## 7. DESCRIÇÃO GERAL

### RH150

### RH720

A bengala BRIO HD de 4 pernas é feita de aço e é caracterizada por uma pega aberta em PVC e pontas de borracha antiderrapante. Altura ajustável em altura a cada 2,5 cm. É útil para facilitar a posição de pé do utilizador. Favorece a descarga de segmentos inferiores do corpo, estabiliza a pessoa em problemas de equilíbrio e apoia-o quando há problemas de força.

## 8. ANTES DE USAR



### ATENÇÃO!

Verifique se a armação está danificada para garantir uma utilização segura para pessoas e coisas. Verifique a correta inserção do botão no orifício, bem como a montagem do aparelho.

## 9. Avisos para utilização

- Tenha muito cuidado em superfícies molhadas e escorregadias.
- Evite deixar o aparelho em contacto com a água durante longos períodos de tempo.
- Verifique periodicamente a estabilidade e a resistência do produto, bem como o estado da ponta de suporte. Substitua-o quando estiver gasto.
- Em caso de dúvidas sobre a utilização, regulação ou manutenção, contacte o seu revendedor.
- Mantenha-o afastado das crianças para evitar eventuais riscos.



### ATENÇÃO!

NÃO utilizar com o paciente que exceda o peso indicado na etiqueta fazer produto e Não capítulo "características técnicas" fazer presente Manual.


## 10. COMO USAR

### **Nota: Consulte as instruções de segurança deste manual**

O uso da bengala e da bengala de 4 pernas varia de caso para caso. Por esta razão, você precisa de um mínimo de formação por pessoal qualificado com referência a informações sobre o tipo de passo ou tipo de suporte. O operador durante os cuidados do paciente está sempre posicionado no lado do corpo mais fraco e doente.

### 10.1 Ajuste de altura para RH150

Para ajustar a altura da bengala:



Rode a braçadeira anti-chocalho no sentido contrário


ao dos ponteiros do relógio para soltar;

- Pressione o botão de encaixe;
- As extensões de dispositivos para cima ou para baixo até que o botão de encaixe sobressaia através de um furo de regulação na extremidade do punho da bengala (ouvir-se-á um "clique" Audível quando o botão de encaixe se sobressaia de forma segura através do orifício de regulação);
- Rode a braçadeira anti-chocalho no sentido dos ponteiros do relógio para apertar.

Fig.01 Imagem para fins ilustrativos apenas

## 10.2 Ajuste de altura para RH720

Para ajustar a altura da bengala de 4 pernas siga as instruções abaixo:



- Desaperte o botão de bloqueio rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio;
- Pressione o botão de encaixe;
- As extensões de dispositivos para cima ou para baixo até que o botão de encaixe sobressai através de um furo de regulação na extremidade do punho da bengala (ouvir-se-á um "clique" audível quando o botão de encaixe se sobressai de forma segura através do orifício de regulação);
- Aperte o botão de bloqueio rodando no sentido dos ponteiros do relógio.

Fig.02 Imagem para fins ilustrativos apenas

## 10.3 Ajuste a bengala de 4 pernas para uso da mão direita ou esquerda

Para ajustar o lado da utilização da bengala para a direita ou para a esquerda é necessário:

- Desaperte o botão de bloqueio;
- Pressione o botão de encaixe e rode o manípulo da bengala 180 graus até que o botão de prenda no mesmo orifício de ajuste de altura do outro lado da bengala;
- Quando a pega da bengala estiver firmemente posicionada à altura desejada e o botão de encaixe sobressai através do orifício de regulação da altura na pega da bengala, rode o botão de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógio para fixar.

## 11.MAINTENANCE

Os dispositivos Mopedia da MORETTI são verificados cuidadosamente e fornecidos com marca CE, uma vez lançados no mercado. Para a segurança do paciente e do médico, recomendamos que deixe verificar o aparelho pelo fabricante ou por laboratório autorizado de 2 em 2 anos.

Para inspeção periódica, significa um exame das seguintes partes:

- A moldura do produto
- A ponta de borracha.

Em caso de reparação devem ser utilizadas apenas peças e acessórios aprovados.

## 12. LIMPEZA E DESINFECÇÃO

### 12.1 Limpeza

Utilize apenas um pano húmido para remover o pó, use um pano húmido com um sabão suave para remover a sujidade mais difícil. Seque bem antes de utilizar.



#### ATENÇÃO!

Nunca utilize água com temperatura superior a 30°C. Nunca utilize água a jato ou máquina de lavar a vapor.

### Desinfecção

Se precisar de desinfetar o produto, utilize um limpador de desinfetante comum.



#### ATENÇÃO!

Evite absolutamente a utilização de produtos ácidos, alcalinos ou solventes, tais como acetona ou diluente.

### 13. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO



Em caso de eliminação, não utilize o recipiente de inserção para resíduos urbanos. Recomendamos a eliminação da cadeira de banho nas áreas de eliminação adequadas para reciclagem.

### 14. CARACTERÍSTICAS

#### TÉCNICAS RH150



**ALTURA AJUSTÁVEL: DA 74 A 97**



**CM MAX PESO DE CARGA: 226 KG**

Armação de aço

Cabo aberto com ponta de  
borracha antiderrapante de  
PVC, grande base

#### RH720



**ALTURA AJUSTÁVEL: DA 74 A 97 CM**

**DIMENSÕES:**  **L: 15,5 CM**  **P: 20,5**

**CM PESO MÁXIMO DE CARGA: 226 KG**

Armação de aço

Cabo aberto com pega de PVC

### 15. GARANTIA

Os produtos Moretti são garantidos a partir de falhas de material ou de fabrico por um período de (dois) 2 anos a contar da data de compra, sob reserva de quaisquer limitações e exclusões abaixo especificadas. A garantia não se aplica em caso de danos causados por uso indevido, abuso ou modificação do produto, e a garantia não será válida se as instruções para uso não são rigorosamente seguidos. A utilização correta do aparelho está especificada neste manual.

### 16. REPARAÇÃO

#### 16.1 Reparação de garantia

No caso de um produto Moretti estar defeituoso em defeitos de material ou de fabrico durante o período de garantia, a Moretti confirmará com o cliente se a falha pode ser coberta pela garantia. A Moretti, a seu exclusivo critério, pode reparar ou substituir o artigo sob garantia num revendedor Moretti ou na localização Moretti. O custo de mão-de-obra para a reparação pode ser calegar-se à Moretti se a reparação estiver coberta pela garantia. A reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

#### 162 **Reparação não coberta pela garantia**

Um produto não coberto pela garantia só pode ser devolvido para reparação depois de receber autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão-de-obra e de envio de uma reparação não coberta pela garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou revendedor. As reparações de produtos não abrangidos pela garantia são justificadas por seis (6) meses a contar da data em que recebe o produto reparado.

#### 163 **Dispositivo não defeituoso**

O cliente será informado se, depois de ter examinado e testado o produto devolvido, a Moretti alegar que o produto não está defeituoso. Neste caso, o bem será devolvido ao cliente, todos os custos de envio serão pagos pelo cliente.

### 17. PEÇAS SOBRESSALENTES

As peças sobressalentes Moretti originais estão garantidas por 6 (seis meses a partir da data de receção. Para peças sobressalentes e acessórios consulte o catálogo principal da Moretti.

### 18. CLÁUSULAS ISENTAS

Exceto conforme expressamente especificado nesta garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece qualquer representação, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo quaisquer representações, garantias ou condições de comercialização, adequação para um propósito específico, não-infracção e interferência. Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou livre de erros. A duração de quaisquer garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, dentro dos limites da lei. Alguns Estados não permitem limitações quanto à duração de uma garantia implícita ou à exclusão ou limitação de danos acidentais ou consequenciais relacionados com produtos para os consumidores. Nesses estados ou países, determinadas isenções de responsabilidade e limitações desta garantia podem não se aplicar a si. Esta garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.





## CERTIFICADO DE GARANTIA

PORTUGUÊS

Produto \_\_\_\_\_

Comprado em (data) \_\_\_\_\_

Retalhista \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Endereço Cidade/cidade \_\_\_\_\_

Vendido para \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Endereço Cidade/cidade \_\_\_\_\_



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.e-mail.com morettispa:

info@morettispa.com MADE IN P.R.C.









**MOPEDIA®**

02 A\_ESP\_09

MA RH150-

## **MULETILLA Y CUADRÍPODE**

---

### **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

ESPAÑOL

## ÍNDICE

1. CÓDIGOS .....	PAG.3
2. INTRODUCCIÓN.....	PAG.3
3. FINALIDAD .....	PAG.3
4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD.....	PAG.3
5. ADVERTENCIAS GENERALES.....	PAG.4
6. SÍMBOLOS .....	PAG.4
7. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	PAG.4
8. ANTES DE CADA USO .....	PAG.4
9. ADVERTENCIAS PARA EL USO .....	PAG.5
10. INSTRUCCIONES DE USO... .....	PAG.5
10.1 Regulación del altura por RH150 .....	pag. 5
10.2 Regulación del altura por RH720 .....	pag. 5
10.3 Regulación del cuadrípode según el lado de uso .....	pag. 6
11. MANTENIMIENTO .....	PAG.6
12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN .....	PAG.6
12.1 Limpieza .....	pag. 6
12.2 Desinfección .....	pag. 6
13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN .....	PAG.6
14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	PAG.6
15. GARANTÍA .....	PAG.7
16. REPARAÇÕES.....	PAG.7
16.1 Reparaciones en garantía.....	pag. 7
16.2 Reparación de un producto no cubierto por garantía .....	pag. 7
Productos no defectuosos .....	pag. 7
17. REPUESTOS .....	PAG.8
18. CLÁUSULAS EXONERATIVAS .....	PAG.8

## CE Dispositivo medico di classe I

REGOLAMENTO (UE) 2017/745 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici

### 1. CÓDIGOS

**RH150** Muletilla ajustable en altura - MULETILLAS

**RH720** Cuadrípode con empuñadura abierta - TRÍPODES Y CUADRÍPODES

### 2. INTRODUÇÃO

Gracias por haber elegido una ayuda de la línea MOPEDIA fabricada por Moretti S.p.A. Su diseño y calidad garantizan el máximo confort, la máxima seguridad y fiabilidad. Las muletillas y cuadrípodes MOPEDIA de MORETTI S.p.A. han sido diseñadas y fabricadas para satisfacer **todas** sus exigencias de uso práctico y correcto de los mismos. Este manual de instrucciones contiene algunas sugerencias que le permitirán usar correctamente el equipo que Ud. ha elegido, así como valiosos consejos para su seguridad. Se aconseja leer atentamente todo el manual antes de utilizar las muletillas. En caso de dudas contacte con el distribuidor, que estará en condiciones de brindarle ayuda y consejos.

### 3. FINALIDAD

Las muletillas de la línea MOPEDIA by MORETTI S.p.A. filio ayudas accionadas por un brazo adecuado para ayudar la movilidad de personas con dificultad de deambulación.

#### ¡ATENCIÓN!



- Queda prohibido el uso del dispositivo por multa distintos de los indicados en este Manual.
- Moretti S.p.A. declina toda responsabilidad por los daños provoca um causa de un uso incorreto del dispositivo o por un uso diferente al indicado en el presente Manual
- El productor se reserva el derecho de modificaciones al dispositivo o al Manual pecado aviso previo para mejorar sus características.

### 4. DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Moretti S.p.A. declarajo su exclusiva responsabilidad que los productos fabricados e introducidos en el mercado por la misma MORETTI Spa que hacen parte de la familia MULETILLAS (RH150), TRÍPODES Y CUADRÍPODES son conformes con **las** las disposiciones del reglamento 2017/745 sobre los PRODUCTOS SANITARIOS del 5 abril 2017. Para ello, SPA MORETTI. decla- ra bajo su exclusiva responsabilidad los siguientes puntos:

1. Los productos en cuestion satisfacen los requisitos generales de seguridad y prestacion como requerido por el anexo 1 del reglamento 2017/745 como prescrito por el anexo IV del mismo reglamento.
2. Los productos en cuestión NO SON INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.
3. Los productos en cuestión NO ESTÁN DESTINADOS A INVESTIGACIONES CLÍNICAS.
4. Los productos en cuestión se comercializan en presentación NO.
5. Los productos en cuestión deben considerarse de clase I en conformidad a lo establecido en el anexo VIII del mismo Reglamento.
6. MORETTI S.p.A. mantiene y pone a disposición de las Autoridades Competentes, por 10 años desde la fecha de fabricación del ultimo lote, la documentación técnica que comprueba la conformidad con el Regl6.

**Nota:** Los códigos completos de los productos, el código de registraci3n del Fabricante (SRN), **el código** UDI-DI de base y eventuales referencias a normas utilizadas se encuentran en la Declaraci3n de Conformidad UE que MORETTI SPA emite y mete uma

---

disposición a través de sus canales.



## 5. GENERALES DE ADVERTENCIAS

Para el uso correcto del dispositivo, consultar este manual:

- Consulte um su médico o terapeuta para un uso correcto del producto.
- La vida del producto depende del desgaste de partes que no se pueden reparar e/o sustituir.
- Verifique que el producto est intacto cuando lo entreguen, y mantener el producto embalado alejado de fuentes de calor
- Tener cuidado a la presencia de niños.
- El usuario y/o paciente tendrá que señalar al fabricante y al Autoridad competente del Estado miembro en el cual el usuario/paciente **está** establecido cualquier incidencia grave que se verifique en relación al dispositivo.


## 6. SÍMBOLOS


 Código producto

 Identificación única de productos

 Marca CE 

Fabricante

 Lote de produção

 Leer el manual de instrucciones

 Producto sanitario

 Condiciones de eliminação 2017/45

## 7. DESCRIPCIÓN GENERAL

### RH150

La muletilla BRIO HD es en acero y tiene una empuñadura abierta en PVC y una contera ancha en goma antideslizante. Ajustable en cada altura 2,5cm. Es útil para garantizar una seguridad de apoyo y de confianza. La muletilla, además, facilita la permanencia en posición y el camino. Favorece la descarga de los segmentos corporales inferiores, a la persona en los problemas de equilibrio y la sostiene cuando están presentes problemas de fuerza.

### RH720

El cuadrípode BRIO HD es en acero y tiene una empuñadura abierta en PVC y una contera ancha en goma antideslizante. Ajustable en cada altura 2,5cm. Es útil para facilitar la estación ereta del usuario y el camino. Favorece la descarga de los segmentos corporales inferiores, a la persona en los problemas de equilibrio y la sostiene cuando están presentes problemas de fuerza.

## 8. ANTES DE CADA USO



### ¡ATENCIÓN!

- Rio Siempre averiguar el **de** desgaste las partes, para garantizar el utilizo en total seguridad para personalidades y cosas.
- Averiguar que el clip esté corretamente insertado en el agujero y que el producto esté bien montado.

## 9. ADVERTENCIAS PARA EL USO

- Usar con precaución en superficies mojadas y resbaladizas. Evite dejar el dispositivo afuera y en contacto con el agua durante un período prolongado de tiempo.
- Compruebe periódicamente la estabilidad y robustez del producto, así como el estado de las conteras de soporte.
- Sustitúyelas una vez que estén desgastadas.
- En caso de dudas sobre el utilizzo, la regulación, el mantenimiento del producto, contacte con el revendedor.
- Para evitar cualquier riesgo, mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



### ¡ATENCIÓN!

- No exceda el peso máximo del paciente en la etiqueta del producto y en el capítulo de características técnicas de este manual.


## 10. INSTRUCCIONES DE USO

Nota: Consultar las advertencias de seguridad en este manual de instrucciones.

El uso de la muletilla o del cuadrípode varía de un caso a otro. Para esto, se requiere un mínimo de formación por parte de personal especializado con referencias a las indicaciones sobre el **tipo de paso que hacer** o sobre el tipo de apoyo. Durante la asistencia al paciente, el operador siempre se coloca en la parte más débil o enferma del cuerpo.

### 10.1 Regulación del altura por RH150

Para regular el altura de la muletilla seguir las indicaciones:




- Destornillar el anillo de bloqueo (Fig.01);
- Presionar al botón de regulación y ajustar la muletilla hasta el altura deseada;
- Fijar la posición del botón en uno de los agujeros (se oye un click en cuanto el botón esté posicionado correctamente en el agujero)
- Apretar el anillo de bloqueo.

Fig.01

Imágenes con muchas ilustrativos

### 10.2 Regulación del altura por RH720

Para regular el altura del cuadrípode las indicaciones:



Anillo de bloqueo

ilustrativos

Fig.02 Imágenes con muchas



- Destornillar la perilla de bloqueo (Fig.02);
- Presionar al botón de regulación y ajustar la muletilla hasta el altura deseada;
- Fijar la posición moslm botón en uno de los agujeros (se oye un click en cuanto el botón esté posicionado corretamente en el agujero)
- Apretar el anillo de bloqueo.

### 103 Regulación del cuadrípode según el lado de uso

Para o normal el lado de uso del cuadrípode a la derecha o a la izquierda es necesario:

- Destornillar la perilla de bloqueo;
- Presionar el botón de regulación y girar el empuñadura de 180° hasta que el botón no vuelva en el agujero a la misma altura al otro lado del cuadrípode;
- Apretar la perilla de bloqueo.

## 11.MANTENIMIENTO

Los accesorios de la línea MOPEDIA by Moretti son controlados antes de ponerlos en el mercado y tienen marcado CE. Por la seguridad del paciente y del operador se recomienda hacer controlar el dispositivo por cualificado pessoal cada 2 años, para asegurarse la idoneidad al uso. Por inspección periódica se entenderá un examen de las siguientes partes:

- La estructura de la muletilla;
- Las conteras.

En caso de reparación se recomienda utilizar recambios y accesorios originales solamente.

## 12. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

### 121 Limpieza

Utilizar exclusivamente un paño húmedo para quitar el polvo, y un paño húmedo con jabón neutro para eliminar la suciedad más dura. Secar bien antes del uso.



#### ¡ATENCIÓN!

La temperatura temperatura del agua Não tiene que ser superior um los 30°C. Sem útil lavadoras con chorro de agua y/o vapor.

### 122 Desinfección

Si es necesario, desinfectar el producto con un detergente desinfectante suave.



#### ¡ATENCIÓN!

Evite absolutamente el uso de produtos ácidos, alcalinos o solventes como acetona o diluyentes.

## 13. CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

En caso de eliminación del nunca dispositivo uus los sistemas de eliminação de los desechos urbanos. Se recomienda entregar el dispositivo a los centros de recogida seletivas por las administraciones municipales.

## 14. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### RH150



ALTURA AJUSTABLE: DE 74 A 97



CM CARGA MÁXIMA: 226 KG

Estructura en acero

Mango abierto con empuñadura en PVC

Contera base ancha en goma

antideslizante

**RH720**
 **ALTURA AJUSTABLE: DA 74 A 97 CM**
**DIMENSIONES BASE:**  **L: 15,5 CM**  **P: 20,5**
**CM**  **CARGA MÁXIMA: 226 KG**

Estructura en acero

Manga abierto con empuñadura en PVC

## 15. GARANTÍA

Todos los productos MORETTI tienen una garantía de 2 años de la fecha de venta por desiertos de fabricación o de material. La garantía no se aplica en caso de daños causados por uso inadecuado, abusos, alteraciones y en caso de que no respeten las instrucciones de uso. La finalidad correcta del producto está indicada en el manual de instrucciones. Moretti no es responsable por los daños provocados de una instalación o uso del dispositivo no conforme con las instrucciones que se encuentran en el manual para la instalación, el montaje y el uso. Moretti no garantiza los productos Moretti por daños o desiertos en la condiciones siguientes: calamidades, operaciones de mantenimiento o reparación no autorizadas, daños causados por el alimentación eléctrica (donde está), uso de piezas no suministradas por Moretti, por no respetar las instrucciones de uso, modificaciones no autorizadas, daños de expedición (distintas de las expediciones originales de Moretti), falta del mantenimiento indicado por el manual. No están cubiertas por la garantía piezas sujetas a lo si el daño es causado por uso normal del producto

## 16. REPARAÇÕES

### 16.1 Reparaciones en garantía

En caso de que un producto Moretti tenga desiertos de material o fabricación durante del periodo de la garantía, Moretti evaluará con el cliente si el desiertoo del producto está cubierto por la garantía. Moretti, según su criterio incontestável, puede substituir o reparar el artículo en garantía a través de un distribuidor Moretti o en sus mismas oficinas. Los gastos de la mano de obra por la reparación del producto pueden ser una carga de Moretti si el product é cubierto por la garantía. Una reparación o substituto no renueva ni extiende la garantía

### 16.2 Reparación de un producto no cubierto por garantía

Prevía autorización de Moretti se puede devolver por reparación un producto que no esté más cubierto por la garantía. Los gastos de la mano de obra y de los portes relativos a una reparación que no esté cubierta por la garantía son completamente una carga del cliente o distribuidor. Las reparaciones de productos no en garantía se garantizan por los 6 meses siguientes de la fecha de entrega del producto reparado.

### 16.3 Produtos sem desertos

Moretti avisará al cliente si después de probar el producto constatará que no es defectuoso. Moretti devolverá el producto al cliente que se cargará de los gastos de los portes para la devolución.

## 17. REPUESTOS

Los repuestos originaliza Moretti son garantizados por 6 meses a partir de la fecha de entrega del repuesto. Para las piezas de repuesto y accesorios referirse exclusivamente catálogo al general Moretti.

## 18. CLÁUSULAS EXONERATIVAS

Salvo indicación expresada en esta garantía y dentro de los límites de la ley, Moretti no ofrece ninguna declaración, garantía o condición, expresa o implícita, incluyendo **todas** as declarações, garantías o condiciones de comerciabilidad, adecuación para un propósito particular, no infracción y no no interferição. Moretti no garantiza que el uso del producto Moretti será **pecado** para cometer erros. La duración de cualquier garantía implícita que se puede imponer por ley se limita al período de garantía, dentro de los límites de la ley. Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daños incidentales o conssecuentes relacionados con productos para consumidores finales. En esos estados o países, algunas exclusões o limitaciones de esta garantía pueden no aplicaçãose al usuario.



**CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Producto \_\_\_\_\_

Fecha de compra \_\_\_\_\_

Distribuidor \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_

Vendido a \_\_\_\_\_

Calle \_\_\_\_\_ Localidad \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11  
www.e-mail.com morettispa:  
info@morettispa.com MADE IN P.R.C.

ESPAÑOL







**MORETTI S. P.A.**  
Via Bruxelles, 3 -  
Meleto 52022  
Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96  
21 11  
Um fax. +39 055  
96 21 200

www.  
morettispa.com  
info@morettispa.c  
om