



**MOPEDIA**

**CADEIRAS DE BANHO MULTIFUNCIONAIS  
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

---

## ÍNDICE

<b>1. INTRODUÇÃO .....</b>	<b>pág.3</b>
<b>2. UTILIZAÇÃO PREVISTA.....</b>	<b>pág.3</b>
<b>3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE .....</b>	<b>pág.3</b>
<b>4. ADVERTÊNCIAS GERAIS .....</b>	<b>pág.3</b>
<b>5. DESCRIÇÃO GERAL .....</b>	<b>pág.3</b>
5.1 Cadeiras de banho multifuncionais.....	pág.3
<b>6. ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO .....</b>	<b>pág.4</b>
<b>7. ANTES DA MONTAGEM .....</b>	<b>pág.4</b>
<b>8. MONTAGEM .....</b>	<b>pág.4</b>
<b>9. ASSENTO .....</b>	<b>pág.4</b>
9.1 Levantar os apoios de braços (apenas para RP783) .....	pág.4
9.2 Baixar os apoios de braços (apenas para RP783).....	pág.4
<b>10. ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO .....</b>	<b>pág.5</b>
<b>11. MODO DE UTILIZAÇÃO .....</b>	<b>pág.5</b>
<b>12. MANUTENÇÃO .....</b>	<b>pág.5</b>
<b>13. LIMPEZA E DESINFECÇÃO .....</b>	<b>pág.5</b>
13.1 Limpeza .....	pág.5
13.2 Desinfecção .....	pág.6
<b>14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO .....</b>	<b>pág.6</b>
14.1 Condições gerais de eliminação .....	pág.6
<b>15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....</b>	<b>pág.6</b>
<b>16. PEÇAS SOBRESSELENTES E ACESSÓRIOS.....</b>	<b>pág.6</b>
<b>17. GARANTIA .....</b>	<b>pág.7</b>
<b>18. REPARAÇÃO .....</b>	<b>pág.7</b>
18.1 .....	pág.7
18.2.....	pág.7
18.3.....	pág.7
<b>19. PEÇAS SOBRESSELENTES.....</b>	<b>pág.7</b>
<b>20. CLÁUSULAS DE NÃO RESPONSABILIDADE .....</b>	<b>pág.7</b>

**CE** Dispositivo Médico de classe I, Decreto legislativo italiano n.º 46 de 24/02/97 (Decreto-Lei n.º 145/2009 de 17 de junho) que transpõe a diretiva CEE 93/42 e suas alterações posteriores

## 1. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido um auxiliar da linha **MOPEDIA** by Moretti. As cadeiras de banho multifuncionais Moretti foram concebidas e produzidas para satisfazer todas as suas exigências, para uma utilização prática, correta e segura. Este manual inclui pequenas sugestões sobre como utilizar corretamente o dispositivo que escolheu e oferece recomendações preciosas para a sua segurança pessoal. Recomenda-se a leitura atenta e integral deste manual de instruções, antes de utilizar o dispositivo. Em caso de dúvida, agradecemos que contacte o revendedor, que poderá ajudá-lo e aconselhá-lo corretamente.

## 2. UTILIZAÇÃO PREVISTA

As cadeiras de banho multifuncionais **MOPEDIA** by Moretti são instrumentos de ajuda para o banho e o duche indicados para pessoas com mobilidade reduzida. Incluem 4 funções em 1: alteador de sanita, suporte para sanita, cadeira confortável e assento para duche.



### ATENÇÃO!

- É proibido utilizar o dispositivo para finalidades diferentes das previstas neste manual.
- A Moretti S.p.A. declina qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização indevida do dispositivo ou de modo não previsto neste manual de instruções
- O fabricante reserva-se o direito de fazer alterações no dispositivo e neste manual de instruções sem aviso prévio, a fim de melhorar as suas características

## 3. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

A Moretti S.p.A. declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que o produto fabricado e colocado no mercado pela própria Moretti S.p.A., satisfaz as disposições aplicáveis da diretiva 93/42/CEE sobre dispositivos médicos e suas alterações posteriores. Para o efeito, a Moretti S.p.A. garante e declara, sob sua exclusiva responsabilidade, que:

1. Os dispositivos em causa satisfazem os requisitos essenciais exigidos pelo anexo I da diretiva 93/42/CEE, como previsto no anexo VII da citada diretiva
2. Os dispositivos em causa **NÃO SÃO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO**
3. Os dispositivos em causa **NÃO SÃO DESTINADOS A INVESTIGAÇÃO CLÍNICA**
4. Os dispositivos em causa são comercializados em embalagem **NÃO ESTERILIZADA**
5. Os dispositivos em causa devem considerar-se como dispositivos da classe I
6. **NÃO É PERMITIDO** utilizar e/ou instalar os dispositivos em causa fora do âmbito de utilização previsto pela Moretti S.p.A.
7. A Moretti S.p.A. conserva e disponibiliza às autoridades competentes a documentação técnica comprovativa da conformidade com a Diretiva 93/42/CEE e suas alterações posteriores

## 4. ADVERTÊNCIAS GERAIS

- Para que o dispositivo seja utilizado de maneira correta, siga as instruções deste manual
- Para que o dispositivo seja utilizado de maneira correta, consulte sempre o seu médico ou terapeuta
- Certifique-se de que o produto lhe é entregue íntegro e conserve-o embalado, longe de fontes de calor
- A vida útil do dispositivo é determinada pelo desgaste das peças não suscetíveis de reparação e/ou não substituíveis
- Preste particular atenção quando houver crianças.

## 5. DESCRIÇÃO GERAL

### 5.1 Cadeiras de banho multifuncionais

- RP780 Modelo fixo
- RP781 Modelo dobrável
- RP782 Modelo desmontável com rodas
- RP783 Modelo com apoios de braços dobráveis

(foto a título ilustrativo)

As cadeiras de banho multifuncionais **MOPEDIA** são de alumínio anodizado (o mod. RP783 é de aço) e incluem um confortável assento de PVC e ponteiros de borracha antiderrapante (com exceção do modelo RP782, provido de rodízios). Reguláveis em altura de 2,5 em 2,5 cm. Incluem 4 funções em 1: alteador de sanita, suporte para sanita, cadeira confortável e assento para duche. Disponíveis nas versões fixa, dobrável e desmontável com rodas.

## 6. ANTES DE QUALQUER UTILIZAÇÃO

- Verifique sempre o estado de desgaste e de funcionamento das partes componentes, de forma a garantir a segurança total das pessoas e objetos durante a utilização do dispositivo
- Verifique a correta introdução do pino retentor no furo, bem como a montagem do dispositivo

## 7. ANTES DA MONTAGEM

Desembale o produto e certifique-se de que não sofreu danos durante o transporte. Se observar qualquer dano, contacte o distribuidor mais próximo.

## 8. MONTAGEM

**RP780** Monte o suporte para sanita no produto fornecido já montado, tendo o cuidado de encaixar o suporte corretamente, com a barra horizontal posterior.

**RP781** Alargue as partes laterais da estrutura, levante a parte com o suporte para sanita já montado e fixe as duas extremidades às partes laterais.

**RP782** Alargue as partes laterais da estrutura, levante a parte com o suporte para sanita já montado e fixe as duas extremidades às partes laterais. Monte o suporte para sanita, tendo o cuidado de encaixar o suporte corretamente, com a barra horizontal posterior.



**RP783** Monte o suporte para sanita, tendo o cuidado de encaixar o suporte corretamente, com a barra horizontal posterior. Monte a barra do encosto virado para cima nos furos específicos das guias posteriores, fixando-o com os cliques de segurança.



(fig.1)



(fig.2)

## 9. ASSENTO

Carregue no clipe de segurança, para regular a altura das cadeiras, deslizando com a parte interior da perna até encontrar a posição do furo que lhe permite obter a altura desejada. Certifique-se de que as quatro pernas estão todas reguladas com a mesma altura.

### 9.1 Levantar os apoios de braços (apenas para RP783)

Rode os apoios de braços para cima até à posição de fixação com respetivos os cliques de segurança. (fig.1)

### 9.2 Baixar os apoios de braços (apenas para RP783)

Carregue no clipe de segurança para dentro e rode os apoios de braços para baixo. (fig.2)

### NOTAS Antes de se sentar:

- Coloque o produto em cima de uma superfície firme plana e acione os travões das rodas, se as houver
- Certifique-se de a cadeira está bem travada e que o produto está em posição estável

### 10. ADVERTÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO

- Em superfícies molhadas e escorregadias, utilize com prudência
- Não ultrapasse o peso máximo de utilizador indicado no rótulo do produto e no capítulo Características técnicas deste manual
- A cadeira só pode ser utilizada em superfícies firmes e planas. Não utilize a cadeira em escadas, subidas ou descidas
- Não utilize a cadeira de uma forma diferente da indicada neste manual. Declina-se qualquer responsabilidade pelo uso indevido da cadeira
- Evite deixar o dispositivo no exterior e em contacto com água durante um longo período de tempo
- Verifique periodicamente a estabilidade e robustez do produto e o estado das ponteiras de apoio e das rodas. Substitua-as quando estiverem gastas
- Se tiver dúvidas sobre a utilização, regulação ou sobre a manutenção do produto, contacte o revendedor
- Para evitar quaisquer riscos, mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças

### 11. MODO DE UTILIZAÇÃO

- Ao sentar-se, distribua sempre o peso por todo o assento. Não se sente carregando o peso só de um lado
- Para se levantar e manter o equilíbrio, apoie-se sempre em ambos os apoios de braços
- No caso de utilização da cadeira por pessoas com deficiências motoras particulares, ajudá-las sempre a sentar e levantar



#### ATENÇÃO!

Não desloque este dispositivo auxiliar com o paciente sentado

### 12. MANUTENÇÃO

Os dispositivos da linha MOPEDIA by Moretti, na altura da sua colocação no mercado, são cuidadosamente examinados e marcados com a marca CE. Para a segurança do paciente e do médico, recomenda-se mandar controlar a aptidão ao uso do seu produto ao fabricante ou a um laboratório autorizado, pelo menos de dois em dois anos.

Entende-se por inspeção periódica o exame das seguintes partes constituintes:

- Estrutura de sustentação da cadeira e peças de ligação
- Controlo da montagem e funcionamento das rodas com o respetivo travão
- Exame de todos os pontos de soldadura
- Verificação do desgaste das ponteiras, se for o caso

Em caso de reparação devem ser utilizados unicamente peças e acessórios originais.

### 13. LIMPEZA E DESINFEÇÃO

#### 13.1 Limpeza

Para limpar o produto utilize, exclusivamente, um pano embebido em água e seque com um pano limpo e seco ou utilize água morna e sabão neutro.



#### ATENÇÃO!

Não utilize substâncias abrasivas, ácidos, álcool, detergentes à base de cloro, desinfetantes e acetona, porque provocam a abrasão dos componentes de plástico e criam ferrugem nas superfícies metálicas.

O fabricante não será responsável por danos causados durante a limpeza, devido à utilização de materiais que possam deteriorar a superfície do produto ou corrosivos químicos.

### 13.2 Desinfecção





Se for necessário, desinfete o produto utilizando um detergente desinfetante suave.

## 14. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO

### 14.1 Condições gerais de eliminação

Em caso de eliminação do dispositivo, nunca utilizar os sistemas normais de eliminação de resíduos sólidos urbanos. Em contrapartida, recomenda-se eliminar o dispositivo através das ilhas ecológicas municipais normais, próprias para a reciclagem prevista dos materiais utilizados.

## 15. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Códigos	Peso máx.	Altura apoios de braços	Altura assento	Base	Materiais utilizados
RP780	130 kg	66 a 76 cm	45 a 55 cm		Estrutura tubular de alumínio
RP781		64 a 74 cm	46 a 56 cm		Estrutura tubular de alumínio
RP782		64 a 74 cm	47 a 57 cm		Estrutura tubular de alumínio
RP783		60 a 78 cm	40 a 58 cm		Estrutura tubular de aço

As medidas têm uma tolerância de  $\pm 1$  cm

## 16. PEÇAS SOBRESSELENTES E ACESSÓRIOS



### RV7058-4

Assento e tampa para cadeira cómoda **RP780 - RP781 RP782**  
Medidas do furo: 20,5 x 24 cm



### RV7058-5

Assento e tampa para cadeira cómoda **RP783**



### RV7069-1

Dispositivo sanitário, pega e tampa para cadeira cómoda **RP78x**



### RV7024

$\varnothing 29$  mm  
Ponteiras para **RP78x4** unidades



### RV7051

Rodízios para **RP782** dois

## 17. GARANTIA

Salvo as eventuais exclusões e restrições especificadas a seguir, todos os produtos Moretti beneficiam de 2 (dois) anos de garantia contra defeitos de material ou de fabrico, contados a partir da data de venda do produto. Esta garantia não é válida no caso de utilização imprópria, abuso ou alteração do produto e também no caso de desrespeito das instruções de utilização. A utilização prevista do produto está indicada no manual de utilização.

A Moretti não é responsável por danos decorrentes de lesões corporais ou por quaisquer outros danos causados ou imputáveis a montagem e/ou utilização não rigorosamente conformes as instruções incluídas nos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante os seus produtos contra danos ou defeitos nas seguintes condições: catástrofes naturais, serviços de manutenção ou reparação não autorizados, danos causados por problemas de alimentação de energia (onde prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, desrespeito das orientações gerais e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (outros modos de transporte diferentes do original da Moretti) ou, ainda, pela não realização de manutenção como indicado no manual. Não estão cobertos por esta garantia os componentes sujeitos a desgaste, se o dano for atribuível à utilização normal do produto.

## 18. REPARAÇÃO

**18.1 Reparação ao abrigo da garantia:** No caso de um produto Moretti apresentar defeitos de material ou de fabrico durante o prazo de garantia, a Moretti avaliará com o cliente se a garantia cobre o defeito do produto. A Moretti, à sua incontestável discrição, pode substituir ou reparar o artigo sob garantia junto de um revendedor Moretti especificado ou na sua sede. O custo de mão de obra relativo à reparação do produto pode ser da responsabilidade da Moretti, se for determinado que a reparação é abrangida pela garantia. Uma reparação ou substituição não renova nem prolonga a garantia.

**18.2 Reparação de um produto não coberto pela garantia:** Um produto não coberto por garantia poderá ser devolvido para reparação somente após autorização prévia do serviço de apoio ao cliente da Moretti. Os custos de mão de obra e de porte relativos a uma reparação não coberta por garantia serão totalmente suportados pelo cliente ou pelo revendedor. As reparações em produtos não cobertos por garantia têm uma garantia de 6 (seis) meses a contar da data de receção do produto reparado.

**18.3 Produtos não defeituosos:** O cliente será avisado se, após examinado e ensaiado o produto devolvido, a Moretti concluir que não é defeituoso. O produto será, então, restituído ao cliente, ao qual compete suportar as despesas de porte para a restituição.

## 19. PEÇAS SOBRESSELENTES

As peças sobresselentes originais Moretti têm garantia de 6 (seis) meses a contar da data em que forem recebidas.

## 20. CLÁUSULAS DE NÃO RESPONSABILIDADE

Sem prejuízo das disposições expressas nesta garantia e dentro dos limites da lei, A Moretti não oferece nenhuma outra declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo eventuais declarações, garantias ou condições de comerciabilidade, aptidão para um fim específico, não violação e não interferência. A Moretti não garante que a utilização do produto Moretti será ininterrupta ou sem erros. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser aplicadas pelas normas de lei é limitada ao período de garantia, nos limites das normas de lei. Alguns estados ou países não permitem restrições relativas ao período de duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação a produtos para o consumidor. Nestes estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia poderão não ser aplicáveis ao utilizador. Esta garantia está sujeita a variações sem aviso prévio.



**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**Produto** \_\_\_\_\_

**Data de compra** \_\_\_\_\_

**Revendedor** \_\_\_\_\_

**Rua** \_\_\_\_\_ **Localidade** \_\_\_\_\_

**Vendido a** \_\_\_\_\_

**Rua** \_\_\_\_\_ **Localidade** \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) email: [info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)

**MADE IN P.R.C.**



**MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto  
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)