

KYARA®

MA LTK700_LTK710_01 B_PT_04-2019

ALMOFADAS DE AQUECIMENTO DE 6 TEMPERATURAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES



ÍNDICE

1. CÓDIGOS.....	pág.3
2. INTRODUÇÃO	pág.3
3. ADVERTÊNCIAS SOBRE SEGURANÇA	pág.3
4. SIMBOLOGIA UTILIZADA	pág.5
5. DESCRIÇÃO GERAL.....	pág.5
6. MODO DE UTILIZAÇÃO	pág.6
6.1 Função de desligação automática	pág.6
6.2 Desligação	pág.6
7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO	pág.6
8. CONDIÇÕES DE ELIMINAÇÃO.....	pág.7
9. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	pág.7
10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	pág.8
11. GARANTIA	pág.8
11.1 Cláusulas de exoneração	pág.8

1. CÓDIGOS

LTK700 ALMOFADA DE AQUECIMENTO - 6 TEMPERATURAS


LTK710 ALMOFADA DE AQUECIMENTO CERVICAL - 6 TEMPERATURAS



2. INTRODUÇÃO

Obrigado por ter escolhido as almofadas de aquecimento da linha Kyara by Moretti. Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção as instruções de utilização e, nomeadamente, as advertências sobre a segurança, seguindo-as escrupulosamente. Guarde o presente manual durante todo o tempo de vida útil do produto, para efeitos de consulta. Em caso de cessão do aparelho a terceiros, entregue também toda a documentação. Este manual contém pequenas sugestões para uma utilização correta do dispositivo escolhido por si e conselhos preciosos para a sua segurança. Em caso de dúvidas, queira contactar o revendedor, que o saberá ajudar e aconselhar corretamente.

NOTA: certifique-se de que nenhuma parte do produto sofreu danos durante o transporte. Em caso de danos, não utilize o produto e contacte o revendedor para obter instruções.

3. ADVERTÊNCIAS SOBRE SEGURANÇA

- Depois de ter retirado o aparelho da embalagem, verifique a integridade do mesmo com base no desenho e a possível existência de danos causados durante transporte. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte o revendedor local. O material da embalagem não é um brinquedo! Mantenha o saco de plástico fora do alcance das crianças. Existe risco de asfixia!
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que os dados da tensão de rede indicados na placa de identificação coincidem com os da rede elétrica disponível. A placa de identificação encontra-se no aparelho.
- O presente aparelho destina-se exclusivamente a funcionar como almofada de aquecimento de uso doméstico. Qualquer outra utilização é considerada não conforme e, por conseguinte, perigosa.
- Durante as primeiras utilizações, pode libertar maus odores devido aos materiais sintéticos.
- Os ensaios de calor da almofada de aquecimento ao ar livre, por exemplo, com as mãos, não podem ser considerados válidos, porque estão sujeitos a uma avaliação errada do calor.
- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com incapacidade física, sensorial ou mental, ou com falta de experiência ou de conhecimentos, a menos que estejam sob a vigilância de uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido dessa pessoa instruções sobre como utilizar o aparelho. As crianças devem ser mantidas sob vigilância para evitar que brinquem com o aparelho. Em especial, não utilize o aparelho em pessoas doentes, bebés ou pessoas insensíveis ao calor. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças se os dispositivos de comando não tiverem sido pré-regulados por um adulto ou se a criança não tiver obtido instruções adequadas sobre como utilizar de forma segura esses dispositivos.
-  **ADVERTÊNCIA - NÃO** recomendado a crianças com idade inferior a 3 anos. As crianças com idade inferior a 3 anos não devem utilizar o aparelho devido à sua incapacidade de reagir em caso de sobreaquecimento.
- **NÃO** acione o comando da temperatura com as mãos molhadas.
- **NÃO** puxe pelo cabo de alimentação nem pelo próprio aparelho para retirar a ficha da tomada elétrica.
- **NÃO** mergulhe o cabo de alimentação e o telecomando em líquidos.

- Desligue sempre a ficha da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção e em caso de inatividade do aparelho.
- Em caso de avaria ou de funcionamento deficiente do aparelho, desligue-o e não o tente reparar. Para eventuais reparações, dirija-se apenas a um centro de assistência técnica autorizado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado, para evitar qualquer risco.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com os tipos de comandos indicados na respetiva etiqueta.
- **NÃO** coloque o telecomando (1) nem o alimentador por baixo nem por cima da cobertura quando estiver em funcionamento.
-  **NÃO** utilize o aparelho dobrado.
- Quando guardar o produto, deixe-o arrefecer antes de o dobrar.
- **NÃO** deixe peças de roupa no interior do produto dobrado.
- Verifique frequentemente o aparelho para se certificar de que não existem vestígios de desgaste ou deterioração. Se existirem vestígios desse tipo ou se o aparelho tiver sido utilizado incorretamente, dirija-se a um centro de assistência técnica autorizado antes de o voltar a utilizar.
- O aparelho não deve ser utilizado por portadores de pacemakers.
- Este aparelho não foi concebido para uso médico em ambiente hospitalar.
- **NÃO** utilize o aparelho se estiver molhado ou em ambientes com elevado nível de humidade (exemplo, casa de banho).
- **NÃO** utilize o aparelho para aquecer os animais.
- **NÃO** durma com o aparelho em funcionamento.
- Se utilizar o aparelho durante um período de tempo prolongado, o interruptor deve ser colocado na posição 1-2 (calor mínimo).
- **NÃO** utilize o dispositivo em partes do corpo inchadas ou doridas.
- Desligue imediatamente o dispositivo se sentir dor durante a utilização.
- **NÃO** utilize o dispositivo se no ar existirem gases altamente inflamáveis.
- **NÃO** utilize nunca o dispositivo junto de uma fonte de gás.
- **NÃO** coloque sobre o produto materiais combustíveis nem materiais que se deterioram facilmente com o calor (por exemplo, cartão, plástico, papel, velas).
- **NÃO** exponha nunca o aparelho a outras fontes de calor (como fogões ou fornos), a temperaturas abaixo de zero, à luz direta do sol e à humidade.
-  **NÃO INSIRA AGULHAS NEM ALFINETES.**
- Uma aplicação prolongada com regulação elevada pode causar queimaduras na pele.


ADVERTÊNCIA:


em caso de uso indevido, existe risco de possíveis lesões.


4. SIMBOLOGIA UTILIZADA


REF Código do produto

LOT Mês e ano de fabrico


CE Marca CE

 Manual de instruções

 Eliminação

 Classe de proteção II

5. DESCRIÇÃO GERAL



COMPONENTES PRINCIPAIS

1. Telecomando
2. Seletor de temperatura
3. Visor
4. Conector
5. Base do conector

6. MODO DE UTILIZAÇÃO

A almofada de aquecimento foi concebida para aquecer o corpo humano. Esta permite a aplicação direcionada do calor. A almofada de aquecimento pode ser posicionada em partes do corpo como: zona cervical, ombros, costas, zona dorsal, zona lombar, zona abdominal e articulações, consoante o modelo na sua posse.



ATENÇÃO!

A almofada de aquecimento pode ser utilizada exclusivamente com o comando incluído. O respetivo modelo está especificado na etiqueta.

- Introduza a tomada do comando (4) na base do conector (5) para ligar o comando de regulação da temperatura à almofada de aquecimento.
- Insira a ficha na tomada e selecione a temperatura.
O intervalo de temperatura encontra-se entre o valor 1 (mínima) o valor 6 (máxima)
- Posicione a almofada de aquecimento na parte do corpo que pretende aquecer.

6.1 Função de desligação automática

- A almofada de aquecimento está equipada com um sistema de paragem automática. Após 90 min. de funcionamento, desliga-se.
- Para ligar novamente o aparelho, posicione o interruptor do seletor da temperatura na posição "0", aguarde alguns segundos e, de seguida, selecione de novo o nível de temperatura pretendido.

6.2 Desligação

- Desligue a almofada de aquecimento colocando o seletor da temperatura na posição "0".
- Retire a ficha elétrica da tomada elétrica.

7. LIMPEZA E MANUTENÇÃO



Não utilizar lixívia



Lavar à mão a uma temperatura não superior a 30°C



Não lavar a seco



Não secar a almofada de aquecimento na máquina de secar roupa.




A almofada de aquecimento não pode ser passada a ferro


- Antes de efetuar a limpeza, certifique-se de que a almofada de aquecimento não está ligada à rede elétrica e de que está fria.
- Desligue sempre o cabo de alimentação antes de efetuar a limpeza.
- A almofada de aquecimento pode ser lavada à mão (NÃO NA MÁQUINA DE LAVAR) a

uma temperatura não superior a 30°C

- Utilize um detergente neutro
- **NÃO UTILIZE** lixívia
- **NÃO** seque na máquina de secar, deixe secar ao ar, não coloque a almofada de aquecimento sobre um radiador ou outro sistema de aquecimento.
- **NÃO** passe a ferro
- Certifique-se de que a almofada de aquecimento está completamente seca antes de a voltar a utilizar.
- Durante a limpeza, não utilize produtos químicos ou abrasivos.

8. CONDIÇÕES GERAIS DE ELIMINAÇÃO

 A embalagem do produto é composta por materiais recicláveis. Elimine-a em conformidade com as normas de proteção do ambiente.

 Nos termos da norma europeia 2002/96/CE, o aparelho em fim de vida deve ser eliminado em conformidade com a regulamentação em vigor. Os materiais recicláveis do aparelho devem ser recuperados a fim de evitar danos ambientais. Para obter mais informações, contacte a entidade local responsável pela gestão de resíduos ou o revendedor do aparelho.

9. Características técnicas



MORETTI
www.morettispa.com



 NO BLEACH
 NO IRONING

 NO DRY CLEAN
 NO WASHER DRY

Model:

Voltage: **220-240 ~ 50Hz**
Rated power input: **100W**

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY MORETTI S.P.A. Cavriglia (AR) Italy. MADE IN P.R.C.

IT - USARE SOLO CON IL COMANDO SSO3. UN'APPLICAZIONE PROLUNGATA CON REGOLAZIONE ELEVATA PUÒ CAUSARE BRUCIATURE ALLA PELLE. NON UTILIZZARE CON INVALIDI, INFANTI E PERSONE INSENSIBILI AL CALORE. NON UTILIZZARE SE BAGNATO.

EN - USED ONLY WITH DETACHABLE CONTROLLER SSO3. A TOO LONG APPLICATION CAN RESULT IN SKIN BURNS, DO NOT DRY CLEAN. DO NOT USE WITH INFANTS, A HELPLESS PERSON OR A PERSON INSENSITIVE TO HEAT. HAND WASH ONLY. DO NOT USE IF WET.

FR - N'UTILISEZ LA COUVERTURE OU/AVEC L'INTERRUPTEUR TYPE SSO3. UNE APPLICATION PROLONGÉE AVEC UNE HAUTE TEMPÉRATURE PEUT CAUSER DES BRÛLURES À LA PEAU. NE PAS UTILISER AVEC LES INVALIDES, LES PETITS ENFANTS ET LES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR. NE PAS UTILISER S'IL EST HUMIDE.

ES - USE EL APARATO SOLO CON EL MANDO TIPO SSO3. UNA APLICACIÓN PROLONGADA CON REGULACIÓN ELEVADA PUEDE CAUSAR QUEMADURAS EN LA PIEL. NO UTILICE CON PERSONAS INVÁLIDAS, NIÑOS Y PERSONAS INSENSIBLES AL CALOR. NO UTILICE SI ESTÁ HÚMEDA.

PT - USAR SOMENTE COM O COMANDO TIPO SSO3. UMA APLICAÇÃO PROLONGADA COM REGULAÇÃO ELEVADA PODE CAUSAR QUEIMADURAS À PELE. NÃO UTILIZAR COM INVÁLIDOS, CRIANÇAS E PESSOAS INSENSÍVEIS AO CALOR. NÃO UTILIZAR SE HÚMIDO.

PORTUGUÊS

(Imagem) para fins

- Medida 40x30 cm (LTK700); Medida 63x42 cm (LTK710)
- Potência 100W - Voltagem 220-240V
- Material 100% poliéster

10. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

ATENÇÃO!

 Se o dispositivo não funcionar corretamente, não o tente reparar. Nunca deve tentar reparar um dispositivo elétrico por decisão própria.

PROBLEMA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
O dispositivo não funciona.	O dispositivo não recebe alimentação.	Verifique se: a. o cabo de alimentação está corretamente ligado à tomada de ligação; b. a ficha elétrica está inserida na tomada elétrica; c. a ficha está danificada; d. o fusível da sua ligação elétrica foi ativado.
	Não foi selecionado nenhum nível de temperatura. O regulador do nível de temperatura está na posição 0.	Desloque o nível do regulador da temperatura para a posição 1, 2 ou 3.
	Ativou-se a proteção contra sobreaquecimento.	Solicite a verificação do dispositivo

11. GARANTIA

Todos os produtos Moretti estão garantidos contra defeitos de material ou fabrico por um período de 2 (dois) anos a partir da data de venda do produto, salvo em caso de eventuais exclusões e limitações especificadas de seguida. Esta garantia não é válida em caso de uso indevido, abuso ou alteração do produto e por não observância das instruções de utilização. A finalidade correta do produto é indicada no manual de utilização.

A Moretti não se responsabiliza por danos, lesões pessoais ou outros incidentes decorrentes da instalação e/ou utilização do aparelho de forma não totalmente conforme com as instruções contidas nos manuais de instalação, montagem e utilização.

A Moretti não garante os produtos Moretti contra danos ou defeitos nas seguintes situações: catástrofes naturais, operações de manutenção ou reparação não autorizadas, danos decorrentes de problemas de alimentação elétrica (se prevista), utilização de peças ou componentes não fornecidos pela Moretti, não cumprimento das diretrizes e instruções de utilização, alterações não autorizadas, danos de transporte (diferente do transporte original da Moretti) ou decorrentes da não execução da manutenção conforme indicado no manual.

Não estão cobertos pela presente garantia os componentes sujeitos a desgaste se o dano for imputado a uma utilização normal do produto.

11.1 Cláusulas de exoneração

Exceto conforme expressamente especificado na presente garantia e dentro dos limites da lei, a Moretti não oferece nenhuma declaração, garantia ou condição, expressa ou implícita, incluindo eventuais declarações, garantias ou condições de comerciabilidade, adequabilidade a um determinado fim, não violação e não interferência. A Moretti não garante que o funcionamento do produto Moretti seja ininterrupto ou sem erros. A duração de eventuais garantias implícitas que possam ser impostas por lei está limitada ao período de garantia, nos limites da legislação em vigor. Alguns estados ou países não permitem limitações à duração de uma garantia implícita ou a exclusão ou limitação de danos acidentais ou indiretos em relação a produtos para consumidores. Nesses estados ou países, algumas exclusões ou limitações desta garantia podem não se aplicar ao

utilizador. A presente garantia está sujeita a alterações sem aviso prévio.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

Produto _____

Compra em data de _____

Revendedor _____

Rua _____ Localidade _____

Venda em _____

Rua _____ Localidade _____

 **MORETTI S.P.A.**

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com e-mail: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com