

**Finalidade:**

Faixa de apoio do tornozelo para cadeira ou poltrona. Efeitos e vantagens: Oferece soluções para problemas de instabilidade provocada por razões funcionais, físicas, psicológicas ou deficiências psicológicas. Fixação de um ou ambos os pés, impedindo o paciente de os mover/deslocar. Fornece um apoio firme e confortável na zona do tornozelo com um fecho seguro a trás para prevenir que o doente chegue que não o abra por si próprio.

**Características:**

Acolchoamento: 20% anteline (100% poliéster), 20% de veludo (100% poliamida) e 60% de espuma.  
Cintas: 100% polipropileno.

**Medida:** Universal

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** CE 93/42

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 307200

**Marca:** UBIO

**Declaração de conformidade:** Dir. CE 93/42

**Fabricante:** UBIOTEX España S.L.

**Morada do fabricante:**

C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - [qualidade@gerimais.com](mailto:qualidade@gerimais.com).

**Manutenção e armazenamento:**

Lavar regularmente à mão ou à máquina a uma temperatura máxima de 40°C. Secar na horizontal sem fontes de calor. Não usar lixívia.

**Instruções de Utilização:**

A fim de posicionar corretamente o artigo, o paciente deve ser posicionado confortavelmente na cadeira ou poltrona e a banda de apoio deve ser colocada nos tornozelos, apertando as correias de aperto para se adaptarem aos tornozelos do paciente, assegurando que não há folga e que o ajuste é firme.

**Imagens do Artigo:**