

Finalidade:

Braçadeira anatômica: protege a fáscia muscular, prevenindo e limitando a progressão da lesão. Incorpora uma almofada removível de material viscoelástico e incorpora uma peça de plástico flexível de forma anatômica. Braçadeira ajustável para controlar a pressão exercida.

Compressão tridimensional: aumenta a protecção, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva. Função de contra-força que alivia a sobrecarga produzida nas inserções dos músculos epicondiliares, realizando uma função de inserção acessória ou suplementar.

Características:

Feito de tecido térmico, elástico e extremamente respirável.

Certificado Oeko-Tex Standard 100: um rótulo ecológico têxtil que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Tratamento antibacteriano Thermo-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor. Forma anatômica: protege a fáscia muscular, prevenindo e limitando a progressão da lesão.

Incorpora uma peça de plástico flexível anatomicamente moldada que distribui a pressão uniformemente.

Ajustável: por faixa inelástica para controlar a monitorização da pressão exercida. Com almofada removível feita de material viscoelástico.

Dimensões:

Tamanho único e bilateral.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: CD510

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Indicado para casos de Epicondilite (cotovelo de tenista, cotovelo do golfista). Epicondilite crónica ou recorrente.

Imagens do Artigo: