

C/ROTULA ABERTA

Finalidade:

Aloja a patela, impedindo a pressão sobre a patela e facilitando a flexão e extensão. Cintas elásticas que regulam a compressão na coxa e gêmeos.
Correcto posicionamento da rótula
Compressão e micro-massagem à volta da rótula
Estimulação e melhoria da propriocepção

Características:

Área poplíteia aberta. Fácil colocação, controlo e revisão da área.

Incorpora um material viscoelástico circundante. As inserções de silicone no interior para evitar deslocamentos.

Altura: 26 cm

Compressão tridimensional: a sua viscosidade aumenta a protecção sobre a área afectada, alivia a dor, reduz e controla o edema e melhora a sensação proprioceptiva.

Certificado Oeko-Tex Standard 100: um rótulo ecológico têxtil que garante a ausência de substâncias nocivas para a saúde.

Tratamento antibacteriano Thermy-Tex: inibe o crescimento de bactérias causadoras de odores, crescimento fúngico e absorve o suor. Forma anatómica: protege a fáscia muscular, prevenindo e limitando a progressão da lesão.

Dimensões:

Tamanho único e bilateral.

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: RD510

Marca: Ottec

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Indicado para:

Centragem de rótula.

Condromalacia da patelae

Tendinite. Bursitis. artrite

Dor no joelho não específica

Entorse.

Menopatia.

Tratamento pós-cirúrgico das fracturas da rótula.

Reabilitação pós-traumática.

Reabilitação pós-operatória.

Imagens do Artigo:

