

Finalidade:

Este dispositivo é indicado para o tratamento da apneia obstrutiva do sono (AOS) em doentes com peso superior a 30 kg. Destinam-se apenas a uso doméstico.

Contra-Indicações: A terapia por pressão positiva pode ser contra-indicada em doentes com as seguintes condições pré-existentes: Doença pulmonar bolhosa grave, pneumotórax, tensão arterial patologicamente baixa, desidratação, perda de líquido cefalorraquidiano, cirurgia craniana recente ou trauma

Características:

A máscara e a mangueira de ar são compradas separadamente. A máscara e a mangueira de ar são peças do tipo BF aplicadas. O paciente é um utilizador previsto.

Lote: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Data de produção: Referido na embalagem e na etiqueta do artigo;

Cor: Branco;

Caixa: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe IIa;

Modelo: LTK405;

Marca: Yuwell (Moretti);

Fabricante: Suzhou Yuyue Medical Technology Co., Ltd

Morada do fabricante: No. 9 Jinfeng Road – Suzhou Science & Technology Town – 215163 Suzhou, Jiangsu – Peoples’s Republic Of China

Distribuidor: Moretti S.p.A

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Não utilizar lixívia, cloro, soluções aromáticas, sabões hidratantes ou antibacterianos ou óleos perfumados para limpar o dispositivo, tanque de água ou mangueira de ar. Caso contrário poderia causar danos e encurtar a vida útil destes produtos

Instruções de Utilização:

O dispositivo destina-se a ser utilizado apenas por um único paciente. Não deixar que outros o utilizem. **(ver instruções de utilização no manual de utilizador que segue em anexo)**

Imagens do Artigo: