

**Finalidade:**

Trabalhar com Fita de Cinesiologia é rotina diária para muitos Fisioterapeutas. A experiência mostra que a aplicação por um fisioterapeuta treinado mostra os melhores resultados. Os terapeutas formados utilizam a fita para a preparação e prevenção no desporto, e, se aplicável, como ajuda em fisioterapia e reabilitação. A fita pode apoiar a terapia, mas não é substituto de nenhuma.

**Características:**

96% algodão, 4% spandex, adesivo acrílico amigo da pele, respirável, sem látex. À prova de água.

**Medida:** 5 m x 5 cm

**Cor:** Pele – 162.200  
Azul – 162.201  
Rosa – 162.202  
Preto – 162.203

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Regulamento:** (EU) 2017/745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** 162.200; 162.201; 162.202; 162.203

**Marca:** SISSEL

**Declaração de conformidade:** (EU) 2017/745

**Fabricante:** SISSEL GmbH

**Morada do fabricante:**

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland  
(Alemanha)

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-  
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Não expor a fita adesiva a altas temperaturas e/ou à luz solar direta.

**Instruções de Utilização:**

A fita adesiva é melhor se aplicada pelo menos uma hora antes da atividade física. A área de aplicação deve estar limpa, seca e livre de cremes e cabelo. Não expor a fita adesiva a altas temperaturas e/ou à luz solar directa. Secar após o duche, não esfregar nem secar com o secador de cabelo.

**Imagens do Artigo:**