

Finalidade:

Reduzir a inflamação e aliviar a dor nas articulações e músculos lesões ou inchaço pós-operatório. As compressas frias CRY-O-PTIMAL são estáveis e duráveis, e são usadas para aliviar a dor e inflamação.

Características: A temperatura é estável (2 ° / 5 ° C) porque as células internas flexíveis estão rodeadas por um segundo gel. Efeito anestésico, analgésico e ergonômico devido à sua estrutura celular. Fácil de usar.

Protetor 100% poliéster. Interior 100% Gel refrigerante

Lote: Ver embalagem

Cor: Branco

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: CE 93/42

Classificação:

Modelo: 900102

Marca: UBIO

Dimensões: Protetor- 83 x 12,5 cm; cada bolsa de gel – 11,5 x 16,5 cm

Declaração de conformidade:

Fabricante: UBIOTEX España S.L.

Morada do fabricante: C/ Fragia Nº 21, Pol. Ind. Canastell; 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

A Bolsa é lavável à mão ou na máquina. Não tolera secadora. Não passar a ferro. Não usar lixívia. Secar na horizontal.

Instruções de Utilização:

Use corretamente e com cuidado. Mantenha compressas de gelo no congelador por 3 horas. Coloque os pacotes em seu compartimento correspondente. Reduzir a inflamação e aliviar a dor nas articulações e músculos lesões ou inchaço pós-operatório.

Imagens do Artigo: