

**Finalidade:**

Faixa infrapatelar indicado para práticas desportivas que impliquem uma extensão forçada do joelho. Síndrome de Osgood-Schatter. Tendinite patelar. Processos inflamatórios. Reabilitação pós-operatória. Alivia a dor e acelera o processo de recuperação ao mesmo tempo que reduz o edema. Calor terapêutico.

**Características:**

Fabricado em Neopreno: Isolamento térmico com elevada elasticidade, compressão e contenção multidirecional: aumenta a temperatura corporal da zona onde é colocada, aumenta a elasticidade dos músculos e tendões, grande adaptação e facilidade de colocação. Ortótese infrapatelar. Incorpora uma almofada de material viscoelástico que exerce pressão sobre o tendão patelar. Fecho de velcro – Sem Látex.

**Dimensões:** Tamanho único

**Cor:** Preto

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** Regulamento (UE) 2017 /745

**Classificação:** Classe I

**Modelo:** SP10A

**Marca:** Neoactive

**Declaração de conformidade:** Regulamento 2017/745

**Fabricante:** Especialidades Médico Ortopédicas, SL

**Morada do fabricante:**

Camino de La Pascualeta, 40  
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

**Manutenção e armazenamento:**

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

**Instruções de utilização:**

O produto deverá ser adaptado pelo técnico Ortopédico ou pelo médico. Deve colocar entre a rótula e a tuberosidade tibial. Ajuste simétrico através dos puxadores.

**Imagens do Artigo:**