

Finalidade:

Ortótese para o pulso e polegar indicada para termo-compressão, prevenção, proteção, estabilização, redução de edemas, processos inflamatórios, reabilitação pós-traumática e pós-cirúrgica, e proteção durante atividades desportivas.

Apoio térmico: evita lesões, relaxante muscular. Este material conserva e aumenta a temperatura corporal da zona onde é colocado, encurta o tempo de aquecimento. Alivia a dor e acelera o processo de recuperação ao mesmo tempo que reduz o edema. Elasticidade uniforme em todas as direções: melhor ajuste e posicionamento. Indicado para: pequenos traumatismos articulares, lesões, tendinites, inflamações agudas e crónicas das articulações, bursite e dores reumáticas.

Características:

Fabricado em Neopreno: Isolamento térmico com elevada elasticidade, compressão e contenção multidirecional: aumenta a temperatura corporal da zona onde é colocada, aumenta a elasticidade dos músculos e tendões, bastante eficaz na reabilitação e previne lesões. Cobre a articulação trapeziometacarpiana, a articulação metacarpolângica e o pulso. Mantém o polegar em posição. Ajuste fácil através de velcro.

Bilateral

Dimensões: Tamanho único

Cor: Preto

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: MQ15A

Marca: Neoactiv

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante: Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 º) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Siga as instruções ou recomendações do prescriptor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista.

Colocar de maneira que a compressão não seja excessiva. Utilizar apenas durante períodos de atividade. Não expor a peça a qualquer chama ou fonte de calor

Imagens do Artigo: