

Finalidade:

Cinta dorsal em alumínio leve e adaptável para controlo da postura da coluna vertebral.

As tiras escapulo-axilares facilitam a retropulsão dos ombros.

Indicado para casos de osteoporose, processos degenerativos, discopatias degenerativas, Hipotonia muscular, fraturas osteoporóticas, lombalgia e dorsalgia, reabilitação postural, pós operatório.

Permite a correção da curva cifótica, retropulsão dos ombros e compressão intra-abdominal.

Características:

Tecido inelástico, leve e muito respirável. As tiras escapulo-axilares facilitam a retropulsão dos ombros.

Facilmente adaptável à anatomia feminina e masculina, tanto a nível da cintura e quadril.

Presilhas largas para facilitar a colocação e a remoção. Fecho de velcro.

Dimensões (Altura da coluna vertebral de S1 a C7):

XS (<= 43cm); S (44-49cm); M (50-55cm);

L (56-61cm); XL (62-67cm)

Altura traseira:

XS (44cm); S (47cm); M (50cm); L (53cm);

XL (57cm)

Cor: Cinza

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Classificação: Classe I

Modelo: SPK108

Marca: EMO

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Fabricante:

Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

Somente lavagem à mão em água morna (máximo 30 °) e sabão neutro. Manter os velcros fechados durante a lavagem. Seca-se à temperatura ambiente. Não guarde molhado ou passe a ferro. O contacto com pomadas, cremes, álcoois e solventes podem danificar a peça de vestuário.

Instruções de utilização:

Coloque a cinta sobre a área lombossacral na altura correta para o uso. Fechar a peça de vestuário por velcro, uma vez alcançado o uso de aperto desejado.

Imagens do Artigo: