

**Finalidade:**

Terapia circulatória de alto desempenho para pessoas que sofrem de distúrbios circulatórios, associados a certas patologias como diabetes, hipertensão e colesterol alto. Modo duplo de uso EMS (eletroestimulação muscular) e TENS (neuroestimulação cutânea) com sistema de inclinação Isorocker patenteado. Com seu sistema patenteado de ondas Oxywave.

É indicado para utilizadores domésticos que podem sofrer de imobilidade, osteoartrite do joelho, má circulação e problemas relacionados, como dor, rigidez e inchaço das pernas, tornozelos e pés. Também é adequado para reabilitação após cirurgia do joelho.

foi concebido para : Aliviar as dores nas pernas; - Reduzir o inchaço; - Reduzir as câibras; - Aumentar a distância percorrida sem dor; - Melhorar ativamente a circulação nas pernas; - Aliviar as dores no corpo

**Características:**

Estimulador Muscular eléctrica (SEM)

Estimulação Eléctrica Nervosa Transcutânea (TENS)

Inclui: Adaptador de alimentação

2 Electrodo para corpo

Controlo Remoto

2 Pilhas AAA

Revitive Medic Pharma

**Dimensões:** 36,9 x 39,3 x 9,5 cm.

**Peso:** 2,6 kg

**Cor:** Branco

**Modelo:** 861052 – Revitive Medic Pharma

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Marca:** Revitive

**Lote:** Ver embalagem

**Data de produção:** Ver embalagem

**Classificação:** Class IIa

**Declaração de conformidade:** EC Directive 93/42/EEC,

**Fabricante:** Actegy Ltd

**Morada do fabricante:** United Kingdom

**Distribuidor:** Identités

**Morada do distribuidor:** ZA Pole 49 - 49480 Saint Sylvain d'Anjou, France

**Distribuidor em Portugal:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor Portugal:** Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior

2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:**

Certificar-se de que o Revitive está desligado. Limpar as almofadas dos pés com um pano macio e húmido. Não limpar com produtos químicos. Não mergulhar o Revitive em água. Guarde o Revitive num local fresco, seco e sem pó. Guardar fora do alcance da luz solar direta. Colocar as almofadas do corpo no revestimento de plástico. Guarde os electrodo para o corpo num local seco e ventilado. Armazenar fora do alcance da luz solar direta. Não é necessário separar as almofadas dos cabos do eléctrodo para as guardar.

**Instruções de utilização:**

A Revitive fornece estimulação eléctrica muscular (EMS) aos seus pés através de um par de almofadas almofadadas para os pés, enquanto está sentado. A EMS provoca a contração dos músculos da barriga da perna e do pé, o que ajuda a apoiar a função muscular, a aumentar a circulação e a aliviar a dor na parte inferior das pernas durante a utilização.

**Não utilizar as almofadas de eléctrodos na cabeça, rosto, pescoço ou peito**

**Antes de utilizar o equipamento consulte o seu médico.**

**Imagens do Artigo:**