

Finalidade:

Esta joelheira obtém uma elasticidade excelente, o que facilita a colocação e o ajuste. Conforto ao usar, compressão inteligente com tecido suave nas áreas de dobra. Indicado para pacientes que necessitam de uma ortótese para proteção durante atividades físicas, desportivas e laborais que exijam esforço para as articulações onde são aplicadas: Entorse no joelho; Instabilidade do joelho; Tendinite patelar e do quadríceps; Condromalácia patelar ; Osteoartrite ;Derrames articulares ; Proteção durante atividades físicas que exigem esforço articular. Reabilitação pós-traumática. Efeitos: Suporte para articulação do joelho. Facilita o posicionamento correto da patela. Estimula a propriocepção. Compressão. A almofada viscoelástica distribui a compressão e exerce um efeito de massagem

Características:

Feito de tecido elástico respirável. Incorpora hastes estabilizadoras laterais. Tecido leve na zona de flexão da articulação e sobre a rótula. Ortótese de joelho com almofada viscoelástica ao redor da patela e hastes estabilizadoras laterais.

comprimento 28 cm

Bilateral.

Tecido de malha: Poliamida: 70%. Elastano: 30%

Tecido interior da almofada: Algodão: 70%. Poliéster: 30%.

Dimensões:

Altura: 28cm

Medida da circunferência do joelho: S (32-36cm); M (36-41cm); L (41-48cm).

Cor: Preto

Lote e Data de produção: Ver embalagem

Diretiva: Regulamento (UE) 2017 /745

Declaração de conformidade: Regulamento 2017/745

Classificação: Classe I

Modelo: RD128

Marca: Alfalastic

Fabricante: EMO - Especialidades Médico Ortopédicas, SL

Morada do fabricante:

Camino de La Pascualeta, 40

46200 Paiporta (Valencia) , Espanha

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior
2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com

Manutenção e armazenamento:

Lave periodicamente com água morna (máximo 30º), sabão neutro e deixe secar ao ar. Não exponha a fontes diretas de calor, como superfícies quentes, luz solar direta e outras fontes de ignição. O contato com pomadas, cremes, álcoois e solventes pode danificar o artigo. Armazenar o produto à temperatura ambiente, de preferência na embalagem original.

Instruções de utilização:

Insira a perna na joelheira de forma que a almofada viscoelástica envolva a rótula. As hastes estabilizadoras estarão localizadas nas laterais. A compressão excessiva pode causar intolerância ao tratamento. Indicado para pacientes que necessitam de uma ortótese para proteção durante atividades físicas, desportivas e laborais que exijam esforço para as articulações onde são aplicadas.

Imagens do Artigo: