

Finalidade: O MiniMax é um nebulizador de terapia aerossol equipado com um compressor de alimentação elétrica. Concebido para fornecer facilidade de transporte e utilização, o dispositivo é adequado para a nebulização de medicamentos e antibióticos broncodilatadores. Construído com corpo em material plástico de alto isolamento térmico e elétrico de acordo com as normas europeias de segurança. Dispositivo concebido para uso não contínuo (Ton: 20 min / Toff: 40min).

Características: Acessórios: Nebulizador HI-4, Máscara de Adulto, Máscara Pediátrica, Tubo de ar e Bocal, Acessório do Nariz
Consumo de energia 170 VA;
Alimentação: 230V / 50 Hz
Fusível: F 1 x 1.6A L 250V
Pressão máxima: 250 kPa (2.5 Bar)
Fluxo Máximo de Ar: 14 l/min
Pressão de Funcionamento: 110 kPa (1.10 Bar)
Fluxo de Ar em Funcionamento: 5.0 l/min a 110kPa
MMAD (de acordo com a EN 13544-1): 2,44 mm
Nebulização (com 4ml 0,9% de solução NaCl): 0,35 ml /min
GSD: 2,87
Nível de ruído: +-60 dB;
Peso: 1,45 kg;

Dimensões: 130 x 89 x 146 mm

Cor: Branco e verde

Diretiva: MDD 93/42/CEE

Classificação: Classe IIa

Modelo: RE 300551 / 03

Certificado: Declaração de Conformidade

Importador: CA-MI srl

Morada do importador

Via Ugo La Malfa 13 – 43010 Pilastro (Pr) – 43013 Langhirano (PARMA) - Itália

Vendite@ca-mi.it; export@ca-mi.it

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor: Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento: O aparelho tem um filtro que remove possíveis impurezas do ar aspirado pelo compressor. O filtro de ar deve ser substituído a cada 25 horas de funcionamento ou quando estiver esgotado. Para substituição, levante o filtro e substitua-o por um novo. Utilize apenas filtros CA-MI originais. As máscaras e o tubo de ar devem ser substituídos em caso de sinais visíveis de decomposição do material que forma esse componente. Para limpar o aparelho, utilize um pano macio e seco para derramar detergentes não abrasivos e não solventes. Todas as operações de limpeza devem ser efetuadas com a ficha do aparelho desligada da tomada de corrente.

Instruções de Utilização: Não toque no aparelho com as mãos molhadas e evite sempre que o aparelho entre em contacto com líquidos; A utilização deste aparelho por crianças e/ou pessoas com deficiência requer sempre um acompanhamento próximo de um adulto com todas as faculdades mentais; dispositivo médico, e principalmente o nebulizador, deve ser mantido fora do alcance das crianças, uma vez que contém peças que podem ser ingeridas por crianças.

Imagens do Artigo:

