

**Finalidade:** As palmilhas Memfoam Aetrex são projetadas para pessoal médico ou para todos que estejam muitas horas em pé e pretendam a prevenção de lesões durante os treinos e sessões de treino. Esta órtese apresenta nosso exclusivo suporte de arco Aetrex para ajudar a alinhar biomecanicamente seu corpo e prevenir dores comuns nos pés. Para quem tem arco médio/alto com dor no ante pé, com calcanhar em forma de concha para amortecer e estabilizar a parte de trás do pé e uma almofada metatarsal para redistribuir o peso e aliviar o desconforto na bola do pé.

**Características:** Cobertura CopperGuard® (antibacteriana, anti-fungos, anti-odores), Núcleo e espuma de memória de alta densidade IQ150™ (Máximo conforto e amortecimento no uso diário) com mais 43% de espuma de memória no antepé, Base moldada em Poliuretano AeroCell™ (grande resistência e durabilidade). Apoio do Arco Plantar Aetrex (maximiza o equilíbrio e a estabilidade). Arco médio/alto – com almofada metatarsal e calcanhar em forma de concha.

**Dimensões:** L2305 tamanhos diversos

L2305M: 40,5 ; 42 ; 43; 44,5 ; 46 ; 47

L2305W: 35,5 ; 36,5 ; 37,5 ; 38,5 ; 39,5

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Única

**Data de produção:** Ver embalagem

**Diretiva:** 93/42/EEC

**Classificação:** Classe 1

**Modelo:** L2305

**Marca:** Aetrex

**Declaração de conformidade:** 93/42/EEC

**Fabricante:** Aetrex Worldwide, Inc

**Morada do fabricante:** 414 Alfred Avenue,  
Teaneck, New Jersey 07666 USA

**Representante:** Emergo Europe

**Morada do Representante:** Molenstraat 15, The  
Netherlands

**Distribuidor:** Gerimais, Lda

**Morada do Distribuidor:** Rua Francisco Botão  
Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-  
357 RIO MAIOR - qualidade@gerimais.com.

**Manutenção e armazenamento:** Manter limpo,  
seco e longe da luz solar direta.

**Instruções de Utilização:**

Recomendado para: caminhantes, enfermeiras,  
médicos, professores, chefs e aqueles que estão  
de pé com frequência.

Ideal para: sapatos casuais para o dia a dia.

**Imagens do Artigo:**

