

## CADEIRA SANITÁRIA BW610

**Objetivo:**

Cadeira confortável com sanita incorporada, o seu aspeto discreto esconde a função para a qual foi fabricada. Concebida para pessoas que, por algum motivo, têm dificuldade em aceder à casa de banho. Assento regulável em altura e fácil de limpar.

Cadeira de quarto, cadeira sanitária, elevador sanita.

**Características:**

Estrutura em aço revestido, assento em madeira.  
Estofos em PVC. Bacio, 4 ponteiros antiderrapantes, regulável em altura, assento e encosto almofadado  
Peso máximo: Utilizadores até 130 kg.

**Medidas:** 54 x 47 x 83-93 cm

**Lote:** Ver embalagem

**Cor:** Azul

**Data de fabrico:** Ver embalagem

**Modelo:** BW610

**Marca:** BWave

**Manutenção e armazenamento:**

1. Limpar e desinfetar rotineiramente uma vez por dia pelo pessoal médico ou pelos utilizadores e desinfetar cuidadosamente a cadeira quando mudar de doente.
2. Não entrar em contacto com ácidos e produtos alcalinos fortes para evitar a corrosão.

O produto deve ser armazenado a uma temperatura e humidade normais e mantido seco.

**Instruções de utilização:**

1. Regular o assento da sanita para a altura pretendida.
2. Levante a tampa do assento.
3. Após a utilização, feche a tampa da sanita e levante-a a direito do suporte da sanita.

**Imagem do produto:**