

Finalidade: Destinado a aplicações terapêuticas ambulatoriais e / ou domiciliares. Os principais campos de aplicação são as patologias do sistema músculo-esquelético. O aparelho funciona com o uso de programas armazenados internamente ou parâmetros personalizáveis.

Características:

Diretriz	93/42 / CEE (Decreto Legislativo 46/97)
Norma Assic. Qualidade	UNI EN ISO 9001 (2000) UNI CEI EN 13485 (2002)
Padrões de segurança	EN60601-1, EN60601- 2-10, EN60601-1-2
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Fornecem	230V ~ / 50 Hz
Poder absorvido	40VA
Fusível interno	T 3,15mA
Frequência de saída	1,0 / 3,0 MHz
Modulação	25-50-75-100%
Forma de onda	contínuo ou modulado para imp
Frequencia. modulação	2 pulsos por segundo
Tempo de tratamento	de 1 a 30 min
Indicador de parâmetro de saída	display alfanumérico
Indicador de saída	visual
Classe Sic. elétrico	II BF
Grau de proteção da peça de mão	IP67
Intensidade	2W / cm ²
Tipo de feixe	colimado
Efet de área de era. punhado	5 cm ²
Potência máxima da peça de mão	10W
Bnr	5

Tabela de Correlação

Potência indicada	Intensidade W / cm ²	Potência total W.
10%	0,2	1
20%	0,4	2
30%	0,6	3
40%	0,8	4
50%	1.0	5
60%	1,2	6
70%	1,4	7
80%	1,6	8
90%	1.8	9
100%	2.0 de 1 a 30 min	10

Caixa: 1 unidade;

Diretiva 93/42/EEC;

Classificação: Classe IIa;

Modelo: LTK540;

Marca: LEM

Dimensões: 270x220x110mm

Certificado CE:

Fabricante: Moretti Spa

Morada do fabricante: Via Bruxelles 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

Importador e Distribuidor: Gerimais, Lda;

Morada do Importador e Distribuidor: Avenida dos Combatentes N.º 96, Estrada Nacional 1, Lugar Fonte Lagoa, 2040-344 Rio Maior - qualidade@gerimais.com;

